

Gebrauchsanweisung

Tagestragen (häufiger Austausch)

und ACUVUE® Kontaktlinsen für verlängertes Tragen

DE



LESEN SIE DIESE PACKUNGSBEILAGE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNTIGE VERWENDUNG AUF. ACUVUE® KONTAKTLINSEN SIND MEDIZINPRODUKTE, DIE IMMER VON EINEM KONTAKTLINSENSPÉZIALISTEN ANGEPASST WERDEN SOLLTEN. BEFOLGEN SIE STETS DIE ANWEISUNGEN IHRES KONTAKTLINSENSPÉZIALISTEN SOWIE DIE ANWEISUNGEN IN DIESER BROSCHÜRE.

Produktnam	Material	Verpackungslösung	Tragemodus
ACUVUE® 2 Kontaktlinsen	etafilcon A	1	14 Tage (für Tagestragen) 6 Nächte/7 Tage (für verlängertes Tragen)
ACUVUE® ADVANCE with HYDRACLEAR Kontaktlinsen ③	galyfilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen)
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR PLUS Kontaktlinsen ③	senofilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen) 6 Nächte/7 Tage (für verlängertes Tragen)
ACUVUE® VITA Kontaktlinsen ③	senofilcon C	2	1 Monat (für Tagestragen)
ACUVUE® VITA for ASTIGMATISM Kontaktlinsen ③	senofilcon C	2	1 Monat (für Tagestragen)
ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR PLUS Kontaktlinsen ③	senofilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen) 6 Nächte/7 Tage (für verlängertes Tragen)
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR PLUS Kontaktlinsen ③	senofilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen) 6 Nächte/7 Tage (für verlängertes Tragen)
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL ③	senofilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen) 6 Nächte/7 Tage (für verlängertes Tragen)
ACUVUE® OASYS with Transitions™ ③ ④	senofilcon A	2	14 Tage (für Tagestragen)

Legende: Verpackungslösung: ① Mit Borat gepufferte Kochsalzlösung ② Mit Borat gepufferte Kochsalzlösung mit Methylether-Cellulose Material: ③ Linsenmaterial enthält Silikon und erfüllt die Standards der UV-Absorption Klasse 1 mit einer Durchlässigkeit von weniger als 1 % der UV-B (280 – 315 nm) und 10 % der UV-A Strahlen (315 – 380 nm). Alle anderen ACUVUE® Produkte erfüllen die Standards der UV-Absorption Klasse 2 mit einer Durchlässigkeit von weniger als 5 % der UV-B und 50 % der UV-A Strahlen. ④ Das Kontaktlinsenmaterial enthält einen photochromatischen Zusatzstoff, der sichtbares Licht im Bereich von 380 nm bis 780 nm bis zu einer Durchlässigkeit von 84 % im inaktivierten (geschlossenen) Zustand und einer Durchlässigkeit von mindestens 23 % im aktivierten (offenen) Zustand dynamisch absorbiert, abhängig von der Linsendicke und dem Anteil der absorbierten UV- und hochenergetischen sichtbaren (HEV)-Strahlung.

Photochromatisch ist definiert als eine reversible Änderung der Farbe oder Schattierung bei Exponierung gegenüber bestimmten Arten von Licht mit ausreichender Intensität. In Abwesenheit von aktivierendem Licht, entfärbt sich das Material wieder.

Borate (Borsäure und Natriumborat) sind als CMR 1B-Stoffe in einer Konzentration über 0,1 Gew.-% definiert und sind sicher, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwendet wird.

Möglicherweise sind nicht alle aufgeführten Produkte in Ihrem Land verfügbar.
Informieren Sie sich, welches Produkt in Ihrem Land verfügbar ist: www.acuvue.com

1. PRODUKTSCHREIBUNG und VERWENDUNGSDZWECK

Diese Broschüre bezieht sich auf die folgenden ACUVUE® Kontaktlinsen, die für Tagestragen (häufiger Austausch) (weniger als 24 Stunden im Wachzustand) oder für verlängertes Tragen (mehr als 24 Stunden einschließlich Schlafen) vorgesehen sind, kontinuierlich bis zu 7 Tage/6 Nächte getragen werden können und nach dem Abnehmen entsorgt werden müssen. **Falls Sie Ihre Kontaktlinsen in diesem Tragemodus verwenden, ist eine Reinigung oder Desinfektion hierbei nicht erforderlich.** Ihr Kontaktlinsenspezialist bestimmt Ihren Tragemodus und den Zeitplan für das Ersetzen.

- Sphärische ACUVUE® Kontaktlinsen sind für das Tagestragen zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge mit einem Astigmatismus von bis zu 1,00 dpt bestimmt
- ACUVUE® OASYS mit Transitions™ sind photochromatische Kontaktlinsen, die speziell für die Abschwächung von hellem Licht entwickelt wurden. Sie enthalten einen photochromatischen Zusatzstoff, der sichtbares Licht dynamisch absorbiert.
- ACUVUE® 2 und ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen sind auch zum verlängerten Tragen geeignet.
- ACUVUE® for ASTIGMATISM Kontaktlinsen sind für das Tagestragen zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge mit Astigmatismus bestimmt.
- ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen sind auch zum Tagestragen oder verlängerten Tragen geeignet.
- ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen sind zum Tagestragen und verlängerten Tragen zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge bei Personen mit Alterssichtigkeit und einem Astigmatismus bis zu 0,75 dpt bestimmt.
- ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen finden auch als therapeutische Verbandslinse bei bestimmten Augenerkrankungen Anwendung.
- ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Kontaktlinsen sind zur Korrektur des Sehvermögens bei alterssichtigen Personen mit nicht erkrankten Augen bestimmt, die entweder alterssichtig oder zudem kurzsichtig (myop) oder weitsichtig (hyperop) sind und einen Astigmatismus von 0,75 dpt oder weniger haben.

Es wird empfohlen, zuerst mit dem Tagestragen zu beginnen. Wenn keine Probleme auftreten, kann eine schrittweise Einführung des verlängerten Tragens, entsprechend der Vorgabe durch Ihren Kontaktlinsenspezialisten, erfolgen.

Nach dem Abnehmen sollen mindestens über Nacht keine neuen Kontaktlinsen aufgesetzt werden. Ihre Kontaktlinsen können bestimmt werden, ob Ihnen bestimmt Augenbeschwerden – oder –erkrankungen als Verbandslinse für die Hornhaut zur Linderung von Unbehagen und als zum Schutz verschieben werden. Ihr Augenarzt informiert Sie, ob Sie eine solche Erkrankung haben, und verschreibt Ihnen unter Umständen zusätzliche Medikamente oder bestimmt Zeitpläne für den Austausch bei Ihrer individuellen Erkrankung. Sie sollten sich Kontaktlinsen oder Augenpräparate nie selbst verordnen, ohne vorher einen Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt aufgesucht zu haben.

ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen finden auch als therapeutische Verbandslinse bei den folgenden akuten und chronischen Augenerkrankungen Anwendung:

- Zum Schutz der Hornhaut bei Lid- und Hornhautanomalien wie Entropium, Trichiasis, Tarsalnarben und rezidivierender Hornhauterosion. Darüber hinaus sind sie zum Schutz indiziert, wenn Nähte oder Behilfungen der Augenstruktur, Degeneration oder Lähmung dazu führen können, dass die Hornhaut vor Exposition oder wiederholten Reizzündungen geschützt werden muss.
- Zur Linderung von Schmerzen der Hornhaut bei Erkrankungen wie bullöser Keratopathie, Epithelerosion und -abrasion, filamentärer Keratitis und nach einer Keratoplastik.
- Zur Verwendung als Barriere während des Heilungsprozesses von Epitheldefekten wie chronischen Epitheldefekten, Hornhautgeschwüren, neurotroper und neuropathologischer Keratitis und Verätzungen.
- Für Erkrankungen nach operativen Eingriffen, bei denen die Anwendung einer Verbandslinse indiziert ist, beispielsweise nach refraktiver Chirurgie, lamellären Transplantationen, Hornhautlamine und weiteren augenchirurgischen Begleitumständen.
- Für strukturelle Stabilität und Schutz bei Hückepack-Kontaktlinsenanpassungen, bei denen die Hornhaut und die damit verbundenen Oberflächen zu unregelmäßig sind, um eine Anpassung von formstabilen Kontaktlinsen zu ermöglichen. Darüber hinaus kann die Anwendung von Kontaktlinsen Reizzündungen und Abschürfungen bei Erkrankungen vorbeugen, bei denen Höhenehänderungen im Transplantatübergang oder im Narbengewebe bestehen.
- Zu therapeutischen Zwecken verschiedene Kontaktlinsen eignen sich für das Tagestragen oder verlängertes Tragen.

Alle ACUVUE® Kontaktlinsen sind mit einem UV-Schutz ausgestattet, der dazu beiträgt, die Hornhaut und das Innere des Auges vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen.

WICHTIG: UV-ABSORBIERENDE KONTAKTLINSEN sind kein Ersatz für UV-Schutzbrillen, wie UV-Schutzbrillen oder Sonnenbrillen, weil sie das Auge und den Augenbereich nicht vollständig abschirmen. Sie sollten daher weiterhin UV-Schutzbrillen nach Anweisung tragen.

HINWEIS: Eine langfristige UV-Exposition der Augen gehört zu den Risikofaktoren für Grauen Star. Die Exposition ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Zu diesen gehören Umweltfaktoren (Höhe, Geografie, Bewölkung) sowie persönliche Faktoren (Umfang und Art der Aktivitäten in Freien). Kontaktlinsen mit UV-Schutz tragen dazu bei, die Augen vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Es wurden jedoch keine klinischen Studien durchgeführt, um den Nachweis zu erbringen, dass die Tragen von Kontaktlinsen mit UV-Schutz das Risiko von Grauem Star oder anderen Augenbeschwerden reduziert. Wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

2. KONTAKTDIKTIONEN (wann Sie die Kontaktlinsen nicht tragen sollten)

Wenn Sie Kontaktlinsen für REFRAKTIVE FEHLSICHTIGKEIT nutzen, VERWENDEN SIE DIESE LINSEN NICHT, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Entzündung oder Infektionen im oder um das Auge oder die Augenlider herum
- Jegliche Augenerkrankungen, -verletzungen oder -störungen, die die Hornhaut, Bindehaut oder die Augenlider betreffen
- Zuvor diagnostizierte Probleme, aufgrund derer das Tragen von Kontaktlinsen unangenehm ist
- Sehr trockene Augen
- Reduzierte Hornhautempfindlichkeit (Hypästhesie) der Hornhaut
- Systemische Krankheiten, die das Auge betreffen oder durch das Tragen von Kontaktlinsen verstärkt werden
- Allergische Reaktionen der Augenoberfläche oder des umgebenden Gewebes, die durch das Tragen von Kontaktlinsen oder durch die Verwendung von Kontaktlinsenpflegemitteln ausgelöst oder verstärkt werden können
- Aktive Hornhautinfektionen (durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren)
- Wenn zu Rötungen oder Reizzündungen des Auges kommt
- Reizung des Auges durch allergische Reaktionen auf Inhaltsstoffe von Kontaktlinsenlösungen (z. B. Benetzungslösung); diese Lösungen können Chemikalien oder Konservierungsstoffe (wie Quicksilber, Thimerosal usw.) enthalten, auf die manche Menschen allergisch reagieren

Zur therapeutischen Verwendung kann Ihnen Ihr Augenarzt Kontaktlinsen verschreiben, um den Heilungsprozess bestimmter Augenleiden zu unterstützen, wie z. B. die vorstehend genannten.

3. WICHTIG – Was Sie über das Tragen von Kontaktlinsen wissen sollten:

AUGENBESCHWERDEN, Z. B. HORNHAUTGESCHWÜRE (ULZERATIVE KERATITIS), KÖNNEN SICH RASCH ENTWICKELN UND ZUM SEHVERLUST FÜHREN. VERSÜPEN SIE EINES DER FOLGENDEN SYMPTOME?

- Augenbeschwerden • Sehverlust • Änderungen der Sehqualität
- Übermäßiger Tränenfluss • Rötungen der Augen

ENTFERNEN SIE IN DISEM FALL SOFORT IHRE KONTAKTLINSEN UND KONTAKTERIEREN SIE UMGEHEND IHREN KONTAKTLINSENSPÉZIALISTEN.

- Für das Tagestragen verschriebene Kontaktlinsen (d. h. Ihr Kontaktlinsenspezialist weist Sie an, Ihre Kontaktlinsen am Ende jeden Tages zu entsorgen) sollten nicht beim Schlafen getragen werden. Klinische Studien haben gezeigt, dass sich das Risiko schwerwiegender Augenbeschwerden (z. B. ulzerative Keratitis) erhöht, wenn Kontaktlinsen über Nacht getragen werden.²
- Studien zufolge leiden Kontaktlinsenträger, die rauchen, häufiger unter Augenbeschwerden (z. B. ulzerative Keratitis) als Nichtraucher.
- Probleme beim Tragen der Kontaktlinsen oder beim Gebrauch der Pflegeprodukte können zu schweren Verletzungen am Auge führen. Die richtige Anwendung und Pflege der Kontaktlinsen sowie der richtige Gebrauch der Pflegeprodukte (u. a. die Reinigung des Aufbewahrungsbehälters) sind unerlässlich für die sichere Nutzung der Kontaktlinsen.
- Das Gesamtrisiko schwerwiegender Augenprobleme (z. B. ulzerative Keratitis) kann durch sorgfältige Beachtung der Vorschriften für die Pflege der Kontaktlinsen vermieden werden.
- Setzen Sie Kontaktlinsen beim Tragen **niemals Wasser** an. Wenn die Kontaktlinsen mit Wasser in Kontakt gekommen sind, sollten Sie diese anschließend durch ein frisches Wasser ersetzen.
- UV-ABSORBIERENDE KONTAKTLINSEN sind kein Ersatz für UV-Schutzbrillen, wie UV-Schutzbrillen oder Sonnenbrillen, weil sie das Auge und den Augenbereich nicht vollständig abschirmen. Sie sollten daher weiterhin UV-Schutzbrillen nach Anweisung tragen.
- Verwenden Sie die restliche Lösung in Ihrem Linsenbehälter keinesfalls wieder und füllen Sie diese auch nicht auf. Die Wiederverwendung der Lösung kann die effektive Desinfektion der Kontaktlinse beeinträchtigen und zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen. Mit Auffüllen ist die Zugabe von frischer Lösung zur bereits in Ihrem Linsenbehälter vorhandenen gemeinsam.
- Entsorgen Sie die verbleibende Lösung nach Ablauf der empfohlenen Zeitspanne, die auf der Flasche mit der Mehrzwecklösung zur Desinfektion und zum Einweichen ihrer Kontaktlinsen angegeben ist. Das Entsorgungsdatum gibt an, wie lange Sie das Kontaktlinsenpflegemittel nach dem Öffnen der Flasche sicher verwenden können. Dieses Datum entspricht nicht dem Verfallsdatum der Pflegelösung, das angibt, bis zu welchem Datum das Produkt vor der Öffnung noch wirksam ist.
- Die Verwendung einer Mehrzwecklösung nach Ablauf des Entsorgungsdatums kann zu einer Verunreinigung der Lösung und folglich zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen. Um Verunreinigungen zu vermeiden, lassen Sie die Spitze des Behälters NICHT mit irgendwelchen Oberflächen in Berührung kommen. Schrauben Sie die Kappe nach Gebrauch wieder fest zu. Füllen Sie die Lösung NICHT in andere Flaschen oder Behälter.
- Verwenden Sie für die Aufbewahrung Ihrer Kontaktlinsen oder zum Ausspülen des Kontaktlinsenbehälters kein Wasser oder eine nicht sterile Lösung. Verwenden Sie nur frische Mehrzwecklösung, um Ihre Kontaktlinsen oder den Linsenbehälter zu verunreinigen. Die Verwendung von nicht steriler Lösung kann zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen.
- Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten regelmäßig, wie angegeben, aufsuchen.

² New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kontaktlinsen NICHT**, wenn die sterile Blisterverpackung geöffnet oder beschädigt ist oder das Verfallsdatum überschritten wurde.
- Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen zum ersten Mal erhalten, stellen Sie vor dem Verlassen Ihres Kontaktlinsenspezialisten sicher, dass Sie in der Lage sind, die Kontaktlinsen selbstständig vom Auge zu nehmen (oder dass Sie eine Person haben, die dies für Sie übernehmen kann).
- Verwenden Sie NIEMALS** Pinzetten oder andere Hilfsmittel, um Ihre Kontaktlinsen aus dem Linsenbehälter zu entnehmen.
- Beginnen Sie immer mit dem gleichen Auge.
- Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen der Kontaktlinsen stets, dass sich die Linse in Ihrem Auge befindet und Sie deutlich sehen können.

5. ALLGEMEINE VORSICHTSMASNAHMEN:

- Aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmern von klinischen Studien zu Kontaktlinsen sind nicht alle Brechkräfte, Designkonfigurationen und Linsenparameter im Linsenmaterial in signifikanter Anzahl ausgewertet. Daher sollte der Kontaktlinsenspezialist bei der Auswahl geeigneter Linsendesigns und -parameter alle Eigenschaften der Linse berücksichtigen, die sich auf die Linsenparameter und die Augengesundheit auswirken können, darunter Sauerstoffdurchlässigkeit, Benetzung, zentrale und periphere Stärke und Durchmesser der optischen Zone.
- Die potentiellen Auswirkungen dieser Faktoren auf die Augengesundheit des Verwenders sollten sorgfältig abgewogen werden. Aus diesem Grund sollten die anhaltende Augengesundheit des Verwenders sowie die Linsenleistung am Auge vom Kontaktlinsenspezialisten sorgfältig überwacht werden.
- Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen zur Korrektur der Alterssichtigkeit tragen, erhalten Sie möglicherweise nicht die beste korrigierte Sehschärfe für Fern- oder Nahsicht. Visuelle Bedürfnisse unterscheiden sich von Person zu Person, weshalb Ihr Kontaktlinsenspezialist Sie bei der Auswahl einer geeigneten Kontaktlinse mitberücksichtigen sollte.
- Kontaktlinsenspezialisten sollten den Verwender aufweisen, die Kontaktlinsen unverzüglich abzunehmen, wenn eine Rötung oder Reizung der Augen eintritt.
- Wenden Sie sich **stets** an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, bevor Sie Medikamente in Ihren Augen anwenden.
- Beachten Sie, dass bestimmte Medikamente, beispielsweise Antihistaminika, Dekongestiva, Diuretika, Muskelrelaxanzien, Tranquillizer und Mittel gegen Reisekrankheit, eine Ausstrokkung der Augen, ein verstärktes Fremdkörpergefühl (Wahrnehmung der Linse am Auge) und verschwommenes Sehen zur Folge haben können. Informieren Sie stets Ihren Kontaktlinsenspezialisten, falls während der Einnahme solcher Medikamente Probleme mit Ihren Kontaktlinsen auftreten.
- Beachten Sie, dass es bei der Anwendung oder Kontrazeptiva (Antibabypille) zu Veränderungen des Sehvermögens oder Unbehagen beim Tragen von Kontaktlinsen kommen kann.
- Verändern Sie **niemals** die Art Ihrer Kontaktlinsen (z. B. die Marke) oder einen Parameter (z. B. den Durchmesser, die Basiskurve, die Stärke etc.) ohne vorher Ihren Kontaktlinsenspezialisten konsultiert zu haben.
- Sie sollten **stets** eine funktionsfähige Brille mit ihrer aktuellen Sehstärke bei sich haben, falls Sie Ihre Kontaktlinsen abnehmen müssen.
- Wie bei allen Kontaktlinsen sind Nachkontrolltermine erforderlich, um eine dauernde Gesundheit Ihrer Augen zu gewährleisten. Befragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten bezüglich eines empfohlenen Zeitplans für die Nachkontrolle.
- Eine strenge Überwachung ist notwendig bei der therapeutischen Anwendung aller ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen. Die Anwendung einer augenärztlichen Medikamente in Kombination mit einer Verbundlinse sollte vom Augenarzt streng überwacht werden. Bei bestimmten Augenerkrankungen kann nur der Augenarzt die Kontaktlinsen aufsetzen und abnehmen. In diesen Fällen müssen die Patienten angewiesen werden, die Kontaktlinsen nicht selbst zu berühren.
- Beachten Sie, dass davon abgesehen wird, eine abgedunkelte ACUVUE® OASYS with Transitions™ Kontaktlinse nur auf einem Auge zu tragen, da durch die Fähigkeit des Trägers beeinträchtigt werden kann, die Tiefe und Bewegung von Objekten richtig einzuschätzen. Zum kleinen sich dadurch kosmetische Nachteile ergeben.
- Beachten Sie, dass ACUVUE® OASYS with Transitions™ Kontaktlinsen vor künstlichen Lichtquellen wie Tageslichtlampen oder Lasern usw. und auch beim Blicken in die Sonne oder in eine Sonnenfinsternis keinen Schutz bieten.
- Der Kontaktlinsenträger sollte angewiesen werden, weder mit noch ohne ACUVUE® OASYS with Transitions™ Kontaktlinsen direkt in die Sonne oder eine Sonnenfinsternis zu blicken.
- Beachten Sie, dass keine Daten zur Sicherheit und Leistung beim Führen eines Fahrzeugs mit ACUVUE® OASYS with Transitions™ Kontaktlinsen für Personen ab 50 Jahren vorliegen, die eventuell eine Linsentrübung (z. B. eine Katarakt) aufweisen.

5. UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN (Nebenwirkungen) – Mögliche Probleme und Lösungen

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Probleme beim Tragen von Kontaktlinsen auftreten können, die mit den folgenden Anzeichen und Symptomen verbunden sein können:

- Brennende, stechende, juckende und/oder trockene Augen
 - Verminderter Tragekomfort oder Fremdkörpergefühl
 - Schwellung oder Entzündung im oder um das Auge
 - Augenrötung
 - Probleme mit den Augenlidern
 - Tränende Augen und/oder unübliche Augensekrete
 - Schlechte oder verschwommene Sicht
 - Regenboogen oder Lichtlöhne im Objekte herum
 - Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
 - Es kann aufgrund peripherer Infiltrate, peripherer Hornhautgeschwüre und Hornhauterosionen zu einigen vorübergehenden Beschwerden kommen. Es können andere physiologische Symptome auftreten, wie lokale oder allgemeine Odeme, Hornhautgefäßeulbungen, Hornhautstipplungen, Injektionen, tarsale Abnoritäten, Regenbogenhautentzündungen und Bindehautentzündungen, von denen einige bei geringer Ausprägung klinisch akzeptabel sind.
- Falls eines der oben genannten Symptome auftreten sollte, kann dies das Anzeichen für eine schwerwiegende Augenerkrankung sein. **SIE SOLLTEN DIE KONTAKTLINSEN SCHNELLMÖGLICH ABNEHMEN und sofort Ihren Augenarzt aufsuchen**, damit das Problem identifiziert und falls nötig behandelt werden kann, um eine schwere Augenschädigung des Auges zu vermeiden.

Wie Sie Probleme erkennen und was Sie tun können

Sie sollten mindestens einmal täglich einen einfachen dreiteiligen Selbsttest durchführen. Stellen Sie sich hierzu folgende Fragen:

- Wie fühlen sich die Kontaktlinsen auf meinen Augen an?
- Wie sehen meine Augen aus?
- Hat sich meine Sicht verändert?

Falls Sie irgendwelche Probleme bemerken, sollten Sie **UMGEHEND DIE LINSE VOM AUGE NEHMEN**. Verschwinden die Beschwerden oder Probleme mit dem Abnehmen der Kontaktlinse, entsorgen Sie diese auf. Falls nach dem Aufsetzen die Beschwerden immer noch vorhanden sind, **NEHMEN SIE DIE LINSE SOFORT VOM AUGE UND KONTAKTERIEREN SIE IHREN KONTAKTLINSENSPÉZIALISTEN**.

Bei der therapeutischen Verwendung von ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen können Nebenwirkungen auf die ursprüngliche Erkrankung oder Verletzung oder auf die Auswirkungen des Tragens von Kontaktlinsen zurückzuführen sein. Möglicherweise verschlimmern sich die bestehenden Beschwerden, wenn eine weiche Kontaktlinse für therapeutische Zwecke zur Behandlung eines bereits erkrankten verletzten Auges verwendet wird. Um eine schwere Augenschädigung zu vermeiden, sollte sich der Kontaktlinsenträger **UMGEHEND** an seinen Augenarzt wenden, falls die Symptome zunehmen.

GEBAHRDSANWEISUNG

Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen zum ersten Mal erhalten, stellen Sie vor dem Verlassen Ihres Kontaktlinsenspezialisten sicher, dass Sie in der Lage sind, die Kontaktlinsen selbstständig vom Auge zu nehmen (oder dass Sie eine Person haben, die dies für Sie übernehmen kann). Verwenden Sie die Kontaktlinsen NICHT, wenn die sterile Blisterverpackung geöffnet oder beschädigt ist oder das Verfallsdatum überschritten wurde.

Schrift 1: Erste Schritte

Es ist wichtig, dass Sie bei der Pflege und Handhabung Ihrer neuen Kontaktlinsen gute Hygienemaßnahmen erlernen und anwenden. Sauberkeit ist das A und O im Umgang mit Kontaktlinsen. Insbesondere Ihre Hände sollten sauber, trocken und frei von Seife, Lotion oder Creme sein, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.

Bevor Sie beginnen:

- Waschen Sie Ihre Hände** stets gründlich mit warmem Wasser und einer milden Seife, spülen Sie sie sorgfältig ab und trocknen Sie sie mit einem füsselfreien Handtuch ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, um das Risiko einer Infektion zu reduzieren.
- Verwenden Sie keine Seifen mit rücktfettenden Substanzen, Lotionen oder Kosmetika, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Diese Substanzen können mit den Linsen in Kontakt kommen und ein erfolgreiches Tragen verhindern. Setzen Sie die Kontaktlinsen am besten vor dem Auftragen von Make-up auf.

Schrift 2: Öffnen der Verpackung

Vergewissern Sie sich stets, dass die auf dem Multi-Pack und den einzelnen Blistern aufgedruckten Linsenparameter Ihren verordneten Werten entsprechen – z. B. Durchmesser (DIA), Basiskurve (BC), Linsenstärke (D) usw. Verwenden Sie die Kontaktlinsen NICHT, wenn sie von Ihren Werten abweichen.

Schrift 3: Reinigen der Kontaktlinse

Es ist wichtig, dass Sie bei der Pflege und Handhabung Ihrer neuen Kontaktlinsen gute Hygienemaßnahmen erlernen und anwenden.

Sauberkeit ist das A und O im Umgang mit Kontaktlinsen. Insbesondere Ihre Hände sollten sauber, trocken und frei von Seife, Lotion oder Creme sein, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.

Bevor Sie beginnen:

- Waschen Sie Ihre Hände** stets gründlich mit warmem Wasser und einer milden Seife, spülen Sie sie sorgfältig ab und trocknen Sie sie mit einem füsselfreien Handtuch ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, um das Risiko einer Infektion zu reduzieren.
- Verwenden Sie keine Seifen mit rücktfettenden Substanzen, Lotionen oder Kosmetika, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Diese Substanzen können mit den Linsen in Kontakt kommen und ein erfolgreiches Tragen verhindern. Setzen Sie die Kontaktlinsen am besten vor dem Auftragen von Make-up auf.

Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Version aktuell ist.

Johnson & Johnson VISION

Multi-Pack

Jedes Multi-Pack enthält einzeln verpackte Kontaktlinsen. Jede Kontaktlinse ist einzeln in einem Blister verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten solange der Blister versiegelt ist.

Bewahren Sie einzelne ungeöffnete ACUVUE® OASYS mit Transitions™ Blister immer außerhalb direkter Sonneneinstrahlung auf.

Blisterverpackung

So öffnen Sie eine einzelne Blisterverpackung:

1. Schütteln Sie die Blisterverpackung, um sicherzustellen, dass die Kontaktlinse in der Lösung schwimmt.
2. Ziehen Sie die Folie vorsichtig ab, um die Kontaktlinse freizulegen.
3. Legen Sie einen Finger auf die Linse und schieben Sie sie entlang der Seite der Vertiefung der Blisterverpackung, um sie aus dem Behälter zu nehmen.

Gelegentlich kommt es vor, dass die Kontaktlinse beim Öffnen an der Verschlussfolie oder am Kunststoffblister haften bleibt.

Dadurch wird die Sterilität der Kontaktlinse jedoch nicht beeinträchtigt. Sie können sie ohne Bedenken verwenden. Nehmen Sie die Kontaktlinse vorsichtig heraus und untersuchen Sie sie entsprechend den Handhabungshinweisen.

Tips zur Handhabung der Kontaktlinse

- Berühren Sie die Kontaktlinse mit der Fingerspitze und achten Sie darauf, die Linse nicht mit den Fingermägeln zu berühren. Es empfiehlt sich, die Nägel kurz und glatt zu halten.
- Gewöhnen Sie sich an, immer mit der gleichen Kontaktlinse zu beginnen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich nach der Entnahme der Kontaktlinse aus der Verpackung, dass es sich um eine einzelne, befeuchtete, saubere Kontaktlinse handelt, die keine Einkerbungen oder Risse aufweist. Wenn die Kontaktlinse beschädigt zu sein scheint, darf sie NICHT verwendet werden.

Schritt 3: Platzieren der Kontaktlinsen auf dem Auge

Beginnen Sie immer mit dem gleichen Auge.

Nachdem Sie das Linsenbehälter bzw. die Blisterverpackung geöffnet und die Linse begutachtet haben, folgeln Sie diese Schritte, um die Linse auf Ihrem Auge zu platzieren:

1. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE LINSE NICHT UMGESTÜPFT IST, indem Sie eines der folgenden Verfahren befolgen:
 - Platzieren Sie die Kontaktlinse auf der Spitze Ihres Zeigefingers und überprüfen Sie die Linse im Profil. Die Kontaktlinse sollte eine schüsselförmige, natürlich gebogene Form aufweisen. Wenn der Rand der Kontaktlinse tendenziell nach außen zeigt, hat sich die Linse umgestüpft.
 - Drücken Sie die Kontaktlinse sanft zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger. Der Rand sollte sich nach innenbiegen. Bei einer umgestülpten Kontaktlinse ziegt sich der Rand leicht nach außen.
 - Platzieren Sie die Kontaktlinse auf der Spitze Ihres Zeigefingers, halten Sie sie in Augenhöhe und betrachten Sie die Zahnenfolge 1-2-3. Wenn Sie die Zahnen als 1-2-3 sehen, ist die Kontaktlinse richtig ausgerichtet; wenn Sie die Zahnen jedoch in umgekehrter Reihenfolge und spiegelverkehrt sehen, hat sich die Linse umgestüpft. Wenn die Kontaktlinse umgestüpft ist (Zähne in umgekehrter Reihenfolge und spiegelverkehrt), sollten Sie die Linse umstülpen und die Zahnenfolge erneut betrachten, um sicherzustellen, dass die Linse nun richtig ausgerichtet ist.

Beachten Sie, dass die Kennzeichnung mit der Zahnenfolge 1-2-3 nicht auf allen ACUVUE® Kontaktlinsen vorhanden ist.

2. Verwenden Sie mit der Kontaktlinse auf Ihrem Zeigefinger die andere Hand, um Ihr Auge aufzuhalten, damit Sie nicht blinzeln.
 - 3. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit den anderen Fingern der „anwendenden“ Hand nach unten.
 - 4. Blitzen Sie nach oben und platzieren Sie die Kontaktlinse vorsichtig auf dem weißen unteren Teil Ihres Auges.
 - 5. Lassen Sie Ihr Auge langsam los und schließen Sie einen Moment lang Ihr Auge.
 - 6. Blinzeln Sie mehrmals, um die Kontaktlinse zu zentrieren.
 - 7. Gehen Sie beim Platzieren der Kontaktlinse an anderen Auge genauso vor.

Es gibt noch andere Methoden zum Aufsetzen von Kontaktlinsen. Wenn Sie mit der oben beschriebenen Methode Schwierigkeiten haben, kann Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist eine andere Methode zeigen.

Schritt 4: Prüfen der Kontaktlinsen

Nachdem Sie Ihre Kontaktlinsen erfolgreich platziert haben, stellen Sie sich folgende Fragen:

- Sehe ich gut?
- Wie fühlen sich die Kontaktlinsen auf meinen Augen an?
- Wie sehen meine Augen aus?

Wenn Sie nach dem Platzieren der Kontaktlinse verschwommen sehen, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Die Kontaktlinse befindet sich nicht mittig auf dem Auge (siehe „Schritt 5: Zentrieren der Kontaktlinse“ in dieser Broschüre).
- Wenn sich die Kontaktlinse mittig befindet, nehmen Sie die Linse ab (siehe „Abnehmen der Kontaktlinsen“) und prüfen Sie auf Folgendes:
 - Kosmetika oder Fette auf der Linse. Entfernen Sie die Linse und ersetzen Sie sie mit einer neuen.
 - Die Kontaktlinse ist umgestüpft (der Tragekomfort ist nicht wie gewohnt). Siehe „Schritt 3: Platzieren der Kontaktlinsen auf dem Auge“. Solte Ihre Sicht noch immer verschwommen sein, nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge ab und kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Hinweis: Wenn der Tragekomfort einer Kontaktlinse nach dem Aufsetzen geringer ist als gewohnt oder mit der Zeit abnimmt, nehmen Sie die Linse sofort ab und kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten. Wenn bei der Begutachtung Ihrer Augen oder der Kontaktlinsen weitere Probleme deutlich werden, NEHMEN SIE DIE LINSEN SOFORT AB UND KONTAKTIEREN SIE IHREN KONTAKTLINSENSPEZIALISTEN.

Schritt 5: Zentrieren der Kontaktlinse

Eine Kontaktlinse auf der Hornhaut (Mitte des Auges) verschiebt sich beim Tragen nur sehr selten in den weißen Bereich im Auge. Wenn beim Aufsetzen oder Abnehmen der Kontaktlinse nicht richtig vorgegangen wird, kann es allerdings vorkommen, dass sich die Linse verschiebt. Zum Zentrieren der Kontaktlinse gehen Sie in diesem Fall nach einer der beiden folgenden Methoden vor:

- Schließen Sie die Augenlider und bringen Sie die Kontaktlinse durch sanfte Massagebewegungen auf den geschlossenen Lidern in die richtige Position.
- ODER
- Schieben Sie die verrutschte Kontaktlinse vorsichtig bei geöffnetem Auge durch sanften Druck mit einem sauberen Finger auf den Rand des Ober- oder Unterlids wieder auf die Hornhaut (Mitte des Auges).

Gefährliche Bedingungen

- Wenn Sie beim Tragen von Kontaktlinsen Aerosole (Sprays) wie Haarspray verwenden, halten Sie Ihre Augen geschlossen, bis sich der Sprühnebel gesetzt hat.
- Alle schädlichen oder reizenden Dämpfe oder Rauch müssen während des Tragens von Kontaktlinsen vermieden werden.
- Spülen Sie Ihre Kontaktlinsen niemals mit Leitungswasser ab.

Wasseraktivität

- Setzen Sie Ihre Kontaktlinsen beim Tragen niemals Wasser aus.

Benetzungslösungen

- Ihr Kontaktlinsenspezialist kann Ihnen eine Benetzungslösung empfehlen. Diese Lösungen dienen zum Benetzen (Befeuchten) Ihrer Kontaktlinse während des Tragens.
- Verwenden Sie keinen Speichel oder eine andere Flüssigkeit als Ersatz für die empfohlenen Lösungen zum Befeuchten oder Wiederbenetzen Ihrer Kontaktlinsen. Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen niemals in den Mund.
- Verschiedene Lösungen können nicht immer gemeinsam verwendet werden. Außerdem sind nicht alle Lösungen für alle Kontaktlinsen geeignet. Verwenden Sie nur empfohlene Lösungen.
- Wechseln Sie die Lösung nicht, ohne dies mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten zu besprechen.
- Verwenden Sie niemals Lösungen, die nur für herkömmliche harte Kontaktlinsen empfohlen werden.
- Verwenden Sie stets frische Kontaktlinsenlösungen, deren Verfallsdatum nicht überschritten ist, und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in den Packungsbelägen für die Verwendung von Kontaktlinsenlösungen.
- Sterile unkonservierte Lösungen müssen nach der in den Anweisungen angegebenen Zeit entsorgt werden.
- Wenn Kontaktlinsen nicht getragen (sondern gelagert) werden, müssen sie stets komplett von der empfohlenen Aufbewahrungslösung bedeckt sein. Durch längere Trocknungszeiten (z.B. 30 Minuten oder länger an der Luft) wird die Fähigkeit der Kontaktlinsenoberfläche, in einen benetzbareren Zustand zurückzukehren, verringert. Wenn die Kontaktlinsenoberfläche ausgetrocknet ist, entsorgen Sie die Linse und ersetzen Sie sie durch eine neue.

Gemeinsames Nutzen von Kontaktlinsen

- Lassen Sie niemals andere Personen Ihre Kontaktlinsen tragen. Durch das gemeinsame Nutzen von Kontaktlinsen erhöht sich das Risiko von Augeninfektionen.

Einhaltung der verordneten Zeitpläne für das Tragen und Ersetzen

- Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen niemals länger als von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen.
- Entsorgen Sie getragene Kontaktlinsen immer wie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten angeordnet.
- Jede unbunzige Produkt oder Abfallmaterial muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABNEHMEN DER KONTAKTLINSEN

Wenn Sie verschwommen sehen, ist die Kontaktlinse entweder verrutscht oder befindet sich überhaupt nicht mehr auf dem Auge. Suchen Sie zum Aufrinden der Kontaktlinse zunächst den oberen Bereich des Auges ab, indem Sie nach unten in einen Spiegel schauen und dabei das Oberlid nach oben ziehen. Untersuchen Sie anschließend den unteren Bereich, indem Sie das Untерlid nach unten ziehen.

1. Waschen, spülen und trocknen Sie Ihre Hände gründlich. Befolgen Sie die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene Methode. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Methode: die empfohlene Methode.

Empfohlene Methode:

Schritt 1: Blitzen Sie nach oben und schieben Sie die Kontaktlinse mit dem Zeigefinger in den unteren Teil Ihres Auges.

Schritt 2: Drücken Sie die Kontaktlinse sanft zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger.

Schritt 3: Entfernen Sie die Kontaktlinse.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im nächsten Abschnitt „Kontaktlinsenpflege“.

HINWEIS: Für die Gesundheit Ihrer Augen ist es wichtig, dass sich die Kontaktlinse auf Ihrem Auge bewegen kann. Wenn die Kontaktlinse an Ihrem Auge anhaftet (und sich nicht mehr bewegt), wenden Sie einige Tropfen der empfohlenen Benetzungslösung an. Warten Sie, bis die Kontaktlinse wieder frei auf dem Auge beweglich ist, bevor Sie sie abnehmen. Wenn sich die Kontaktlinse weiterhin nicht bewegt, wenden Sie sich sofort an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

KONTAKTLINSENPFLEGE

Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen zum ersten Mal erhalten, empfiehlt Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist eine Reinigungs- und Desinfektionsroutine. Die Nichtbefolge der empfohlenen Maßnahmen kann zu schwerwiegenden Augenproblemen führen, wie im Abschnitt „Wichtig“ beschrieben.

Bevor Sie beginnen:

- Waschen Sie Ihre Hände stets gründlich mit einer milden Seife, spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem füsselfreien Handtuch ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.
- Vergewissern Sie sich, dass folgende Hilfsmittel bereit liegen:
 - Frische Reinigungs- und Desinfektionslösungen oder eine Mehrzwecklösung, wie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen.
 - Verwenden Sie niemals Lösungen, die nur für herkömmliche harte Kontaktlinsen empfohlen werden.
 - Sauberer Kontaktlinsenbehälter

• Wenn Sie eine Pflegelösung auf Basis von Wasserstoffperoxid verwenden, benutzen Sie bitte NUR den mit der Lösung mitgelieferten Linsenbehälter.

Dieser wurde speziell entwickelt, um die Lösung zu neutralisieren. Bei Nichtgebrauch des mitgelieferten Linsenbehälters kann es zu stechenden Augenschmerzen, Brennen und Verletzungen des Auges kommen.

Schritt 1: Reinigung und Desinfektion (chemisch, nicht mit Hitze)

1. Reinigen und desinfizieren Sie immer die gleiche Kontaktlinse zuerst, um Verwechslungen zu vermeiden.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett des Reinigungs- und Desinfektionsprodukts bzw. die Empfehlungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten.

Erwählen Sie die Desinfektionslösung und Kontaktlinsen NICHT.

VORSICHT: Chemisch desinfizierte Kontaktlinsen können Inhaltsstoffe der Desinfektionslösung aufnehmen, die Augenreizungen hervorrufen können. Dieses Reizungspotenzial sollte durch gründliches Spülen mit frischer steriler Kochsalzlösung (oder einer anderen empfohlenen Lösung) vor der Platzierung auf dem Auge reduziert werden.

3. Reinigen und spülen Sie Ihre Kontaktlinsen entsprechend den empfohlenen Zeiten zum Reinigen und Spülen auf dem Etikett Ihrer Mehrzwecklösung, um Ihre Kontaktlinsen ordnungsgemäß zu desinfizieren.

WICHTIG:

- Reinigen und spülen Sie Ihre Kontaktlinsen über den empfohlenen Zeitraum hinweg, um schweren Augeninfektionen vorzubeugen.
- Verwenden Sie zum Desinfizieren Ihrer Kontaktlinsen niemals Wasser, Kochsalzlösung oder Benetzungslösung. Diese Lösungen desinfizieren Ihre Kontaktlinsen nicht. Wenn Sie kein empfohlenes Desinfektionsmittel verwenden, dann dies zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen.

4. Geben Sie die Kontaktlinse in die entsprechende Kammer des Linsenbehälters.

Schritt 2: Lagerung

- Desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen vor der Lagerung und lassen Sie sie im verschlossenen Behälter, bis Sie bereit sind, sie zu tragen.

Wenn Ihre Kontaktlinsen nicht getragen werden, müssen sie STETS komplett mit einer empfohlenen Desinfektionslösung bedeckt sein. Längere Trocknungszeiten bewirken, dass die Kontaktlinse schlechter wieder benutzt wird. Wenn eine Kontaktlinse austrocknet, entsorgen Sie sie und ersetzen Sie sie durch eine neue Kontaktlinse.

- Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen nicht umgehend nach der Desinfektion tragen, sollten Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten bezüglich der Lagerung Ihrer Kontaktlinsen befragen.

- Sie sollten den Kontaktlinsenbehälter stets durch Reiben mit Ihrem Finger ausleeren und mit einer frischen, sterilen Desinfektionslösung/Kontaktlinsenpflegelösung reinigen. Nach dem Reinigen sollte der Kontaktlinsenbehälter mit frischer, steriler Desinfektionslösung (niemals Wasser) gespült und mit einem frischen, sauberen Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Abdeckung sicher, dass sich keine Lösungsrückstände im Behälter befinden.

- Ersetzen Sie Ihre Kontaktlinsen entsprechend den Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten bzw. dem Etikett Ihres Behälters.

- Getragene ACUVUE® OASYS mit Transitions™ Kontaktlinsen sollten stets im Linsenbehälter und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie für die Aufbewahrung Ihrer Kontaktlinsen oder zum Ausspülen des Kontaktlinsenbehälters kein Wasser oder eine nicht sterile Lösung. Verwenden Sie nur frische Mehrzwecklösung, um Ihre Kontaktlinsen oder den Linsenbehälter nicht zu verunreinigen. Die Verwendung von nicht steriler Lösung kann zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen.

NOTFALL: Falls Chemikalien (Haushaltsprodukte, Gartenpflegemittel, Laborchemikalien usw.) auf Ihre Augen spritzen, ist Folgendes zu tun: SPÜLEN SIE DIE AUGEN SOFORT MIT LEITUNGSWASSER UND KONTAKTIEREN SIE UMGEBEND IHREN AUGENARZT ODER SUCHEN SIE EINE NOTAUFNAHME EINES KRANKENHAUSES AUF.

6. MELDUNG VON UNERWÜNSCHTEN WIRKUNGEN (Nebenwirkungen)

Jeder Zwischenfall, der beim Tragen von ACUVUE® Kontaktlinsen beobachtet wird, sollten dem Hersteller und/oder seiner autorisierten Vertretung und/oder der nationalen Behörde mitgeteilt werden.

Hersteller:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Ursprungsland siehe Verpackung. Vollständige Adresse siehe oben.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Versionsdatum: 01/2022.
Transitions™ ist eine Marke von Transitions® Optical, Inc und wird unter Lizenz von TOL und JVCL verwendet.

Die folgenden Symbole können sich auf den Etiketten oder der Verpackung befinden:

Symbol	Definition
	Vorsicht, Gebrauchsanweisungen beachten
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Verwendbar bis (Verfallsdatum)
	Chargennummer
	Sterilisation durch Dampf oder trockene Hitze
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Grüner Punkt
	VORSICHT: In den USA verschreibungspflichtig.
	Medizinprodukt in Europa
	Kennzeichnet ein einzelnes steriles Barrieresystem
	UV-Schutz
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft
	Bevollmächtigter in CH
	CE-Zeichen und Identifikationsnummer der benannten Stelle
	Durchmesser
	Basiskurve
	Kontaktlinsenstärke (Dioptrien)
	Zylinderstärke
	Achse
	Höchster zu korrigierender Nahzusatz
	„Niedrige“ Addition
	„Mittlere“ Addition
	„Hohe“ Addition
	Korrekte Ausrichtung der Linse
	Falsche Ausrichtung der Linse (Innenseite außen)
	„Kenntzeichnung“ für Papierbehälter und Verpackung
	„Kenntzeichnung“ für Verbundstoffe
	Außerhalb von direktem Sonnenlicht lagern
	Enthält gefährliche Stoffe
	Importeur in der Europäischen Gemeinschaft

Gebruiksaanwijzing ACUVUE® lenzen voor dagelijks gebruik (regelmatige vervanging) en doorlopend gebruik

CE
2797



LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HET VOOR LATER GEBRUIK. ACUVUE® CONTACTLENZEN ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN DIENEN DOOR EEN OOGZORGSPERSONALIST TE WORDEN AANGEMETEN. VOLG TE ALLEN TIJD DE AANWIJZINGEN VAN UW OOGZORGSPERSONALIST EN DE INSTRUCTIES IN DEZER FOLDER.

Merknaam	Materiaal	Vloeistof in de verpakking	Draagschema
ACUVUE® 2	etafilcon A	1	14 dagen (bij dagelijks gebruik) 6 nachten/7 dagen (bij doorlopend gebruik)
ACUVUE® ADVANCE met HYDRACLEAR® technologie ③	galyfilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik)
ACUVUE® OASYS met HYDRACLEAR® PLUS ③ technologie	senofilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik) 6 nachten/7 dagen (bij doorlopend gebruik)
ACUVUE® VITA ③	senofilcon C	2	1 maand (bij dagelijks gebruik)
ACUVUE® VITA for ASTIGMATISM ③	senofilcon C	2	1 maand (bij dagelijks gebruik)
ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM met HYDRACLEAR® PLUS technologie ③	senofilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik) 6 nachten/7 dagen (bij doorlopend gebruik)
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA met HYDRACLEAR® PLUS ③ technologie	senofilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik) 6 nachten/7 dagen (bij doorlopend gebruik)
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL ③	senofilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik) 6 nachten/7 dagen (bij doorlopend gebruik)
ACUVUE® OASYS with Transitions™ ③ ④	senofilcon A	2	14 dagen (bij dagelijks gebruik)

Toelichting: **Vloeistof in de verpakking:** ① Borate gebufferde zoutoplossing ② Borate gebufferde zoutoplossing met methylchloroethoxydine. **Materiaal:** ③ Het lensmateriaal bevat siliconen en voldoet aan de UV klasse 1-normen met een doorlaatbaarheid van minder dan 1% UV-B (280-315 nm) en 10% UV-A-straling (315-380 nm). Alle andere ACUVUE producten voldoen aan de UV klasse 2-normen met een doorlaatbaarheid van minder dan 5% UV-B en 50% UV-A-straling. ④ Het lensmateriaal bevat een fotochromatische toevoeging die het zichtbare licht dynamisch absorbeert binnen het bereik van 380 tot 780 nm; met een minimum van 84% transmissie in de inactieve (gesloten) staat en minimaal 23% transmissie in de actieve (open) staat, afhankelijk van de lensdikte en het niveau van geabsorbeerd UV en hoger energiegetische zichtbare straling (HEV).

Fotochromatisch wordt gedefinieerd als een omkeerbare verandering van kleur of tint die optreedt bij blootstelling aan specifieke soorten licht met volgende intensiteit. Indien activerend licht afwezig is, keert de kleur terug naar helder.

Boraten (boorzuur en natriumborataat) worden in een concentratie boven 0,1% w/w als CMR 1B-stoffen gedefinieerd en zijn veilig als product conform de instructies op het etiket wordt gebruikt.

Mogelijk zijn niet alle vermelde producten in uw land verkrijgbaar.
Informeer naar welke producten in uw land verkrijgbaar zijn. www.acuvue.com

1. PRODUCTBESCHRIJVING EN BEOOGD GEBRUIK

Dit folder heeft betrekking op de volgende ACUVUE contactlenzen die zijn bestemd voor dagelijks gebruik (regelmatige vervanging) (voor gebruik gedurende minder dan 24 uur en niet tijdens het slapen) of langdurig gebruik (voor gebruik gedurende meer dan 24 uur, ook tijdens het slapen); deze contactlenzen kunnen maximaal 7 dagen/6 nachten doorlopend worden ingehouden en moeten na het uitnemen worden weggegooid. **Als u uw lenzen op deze manier gebruikt, hoeft u de lenzen niet te reinigen of desinfecteren.** Uw oogzorgspecialist stelt een draagschema en vervangingsschema voor u op.

- ACUVUE® sferische contactlenzen zijn bestemd voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van myopie (bijzindheid) en hypermetropie (verzindheid) bij personen met gezonde ogen met een astigmatisme van 1,0 dioptre of minder.
- ACUVUE® OASYS with Transitions™ zijn fotochromatische contactlenzen die ook bestemd zijn voor het verzachten van fel licht, omdat zij een fotochromatische toevoeging hebben die het zichtbare licht dynamisch absorbeert.
- ACUVUE® 2 en ACUVUE® OASYS met HYDRACLEAR® PLUS technologie zijn eveneens bestemd voor doorlopend gebruik.
- ACUVUE® for ASTIGMATISM contactlenzen zijn bestemd voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van myopie (bijzindheid) en hypermetropie (verzindheid) bij personen met gezonde ogen met astigmatisme.
- ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM met HYDRACLEAR® PLUS technologie zijn contactlenzen eveneens bestemd voor dagelijks gebruik of doorlopend gebruik.
- ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA met HYDRACLEAR® PLUS technologie zijn contactlenzen bestemd voor dagelijks gebruik of doorlopend gebruik voor de optische correctie van myopie (bijzindheid) en hypermetropie (verzindheid) bij personen met presbyopia en verder gezonde ogen met een astigmatisme van 0,75 dioptre of minder.
- ACUVUE® OASYS met HYDRACLEAR® PLUS technologie kunnen ook bij therapeutisch gebruik als bandagelens worden voorgeschreven in geval van bepaalde oogaandoeningen;
- ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL contactlenzen zijn bestemd voor de correctie van het zicht bij presbyope personen zonder oogziekten, en die bijzind (myopisch) of verziend (hypermetropisch) zijn met een astigmatisme van 0,75 dioptre of minder. Het wordt aanbevolen om eerst te beginnen met een schema voor dagelijks gebruik. Indien dit succesvol verloopt, kan daarna geleidelijk worden begonnen met doorlopend gebruik volgens het advies van uw oogzorgspecialist.
- Na het uitnemen van de contactlenzen is het raadzaam deze gedurende een rustperiode van een nacht of langer uit het oog te laten. Uw contactlenzen kunnen bij bepaalde oogaandoeningen en -ziekten als bandagelens worden voorgeschreven om irritatie van het hoornvlak te verminderen en als een beschermende laag te fungeren. Als u een dergelijke aandoening hebt, zal uw oogzorgspecialist u dit vertellen en kan deze aanvullende medicatie voorschrijven of aan uw situatie aangepaste vervangingschema's opstellen. U mag oogaandoeningen nooit zelf met een contactlens of met oogmedicatie behandelen zonder dat u een bezoek hebt gebracht aan een oogzorgspecialist.

ACUVUE® OASYS met HYDRACLEAR® PLUS technologie kunnen ook bij therapeutisch gebruik als bandagelens worden voorgeschreven bij de volgende acute en chronische oogaandoeningen:

- Voor de bescherming van het hoornvlak bij aandoeningen van het ooglid en het hoornvlak, zoals entropion, trichiasis, tarsale littekens en recidivierende cornea-erosies. Bovendien kunnen deze contactlenzen worden voorgeschreven in geval van hechtingen of vervorming, aantasting of verlamming van de oogstructuur om de cornea tegen blootstelling of herhaalde irritatie te beschermen.
- Voor verlichting van pijn aan de cornea, bijvoorbeeld in geval van bulleuze keratopathie, epitheliaal erosie en abrasie, filamentaire keratitis en na keratoplastiek.
- Als bescherming tijdens het geneesproces van epitheliaale aandoeningen, zoals chronische epitheliaale aandoeningen, corneale ulcer, neurotrofe en neuropaartische keratitis en chemische brandwonden.
- Bij aandoeningen die na ingrepen optreden waarbij het gebruik van een bandagelens geïndiceerd is, zoals post-refractive operaties, lamellaire transplantaties, corneale flappen en andere oogchirurgische omstandigheden.
- Voor structurele stabiliteit en bescherming in een piggyback-lenscombinatie die wordt toegepast wanneer het hoornvlak en aangrenzende oppervlakken te onregelmatig zijn om vormstabiele gasdoorlatende lenzen (RGP) te kunnen aanmeten. De lens kan bovenlens irritatie en pijnlijke ogen voorkomen bij aandoeningen waarbij onregelmatigheden op het oogoppervlak tussen eigen en donorvlak of littekenvlees aanwezig zijn.
- Bij therapeutisch gebruik kunnen de lenzen voor zowel dagelijks als bij doorlopend gebruik worden voorgeschreven.

Alle ACUVUE® contactlenzen bevatten een UV-filter op de cornea en ogen te helpen beschermen tegen schadelijke UV-straling. **WAARSCHUWING: UV-ABSORBERENDE CONTACTLENZEN zijn geen vervanging voor UV-beschermende brillen, zoals een UV-absorberende ski of zonnebril, aangezien ze het oog en het gebied ermeeën niet volledig bedekken. U moet een UV-beschermende bril blijven dragen zoals aangegeven.**

OPMERKING: Langdurige blootstelling aan UV-straling is een van de mogelijkste risicofactoren voor het ontstaan van staar (cataract). De mate van blootstelling is afhankelijk van een aantal factoren, zoals omgevingsfactoren (hoogte, geografische locatie, bewolking) en persoonlijke factoren (soort activiteit en de duur van activiteiten in de buitenlucht). Contactlenzen met UV-filter helpen uw ogen te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Tot dusverre zijn er echter geen klinische onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat het dragen van contactlenzen met UV-filter het risico op het ontstaan van cataract of andere oogziekten vermindert. Raadpleeg uw oogzorgspecialist voor meer informatie.

2. CONTRA-INDICATIES (wanneer niet te gebruiken)

Indien u contactlenzen gebruikt voor de optische correctie van REFRACTIEVE AMETROPIE, mag u deze lenzen NIET GEBRUIKEN als een van de volgende aandoeningen hebt:

- Een ontsteking of infectie in of rondom het oog of de oogleden.
- Elke oogziekte, beschadiging of afwijking die de cornea, de conjunctiva of de oogleden betreft.
- Elke eerder diagnostiseerde aandoening die het dragen van contactlenzen oncomfortabel maakt.
- Ernstig droog oog.
- Verminderde gevoeligheid van de cornea (corneale hyperesthese).
- Elke systemische aandoening die het oog beïnvloedt of die wordt verslechterd door het dragen van contactlenzen of het gebruik van contactlenzen/vloeistoffen.
- Elke actieve corneale infectie (bacteriële, schimmel, protozoa of virale).
- Als uw ogen worden geïrriteerd door droppen.
- Oogirritaties als gevolg van allergische reacties op bestanddelen in contactlenzen/vloeistoffen (dat willen zeggen: bevechtigingsdruppels). Deze vloeistoffen kunnen chemische en conserveermiddelen (zoals kwik, Thimerosal enzovoort) bevatten waar sommige personen een allergische reactie op kunnen ontwikkelen.

Voor therapeutisch gebruik kan uw oogzorgspecialist u contactlenzen voorschrijven om u te helpen bij het geneesproces van bepaalde oogaandoeningen, met inbegrip van de hierboven vermelde aandoeningen.

3. WAARSCHUWINGEN – wat u moet weten over het dragen van contactlenzen:

OOGPROBLEMEN, MET INBEGRIJP VAN HOORNVLAKSINTERONITIS (ulcerative keratitis) KUNNEN ZICH IN RAP TEMPO ONTWIKKELLEN IN KUNNEN LEIDEN TOT VERMINDERING VAN HET GEZICHTSVERMOGEN. INDEN EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN OPTRÉEDT:

- Pijnlijk aanvoelende ogen
- Verlies van gezichtsscherpte
- Vermindering van het gezichtsvermogen
- Rode ogen
- Overmatige traanvorming

4. MOET U DE LENZEN DIRECT UITNEMEN EN ONMIDDELJK CONTACT OPNEMEN MET EEN OOGZORGSPERSONALIST.

- Lenzen die voor dagelijks gebruik zijn voorgeschreven (dat wil zeggen: u wordt door uw oogzorgspecialist geïnstrueerd om uw lenzen aan het einde van elke dag uit te nemen), mogen niet tijdens het slapen worden gedragen. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het risico op ernstige oogproblemen (dat wil zeggen: ulcerative keratitis) toeneemt als lenzen 's nachts worden gedragen.²
- Onderzoeken hebben aangetoond dat bij contactlenzen-dragers die roken vaker oogproblemen (dat wil zeggen: ulcerative keratitis) optreden dan bij niet-rokers.
- Problemen met contactlenzen of producten voor lensverzorging kunnen ernstige schade aan de ogen veroorzaken. Hou er rekening mee dat het voor een velle gebruik van contactlenzen en producten voor lensverzorging, met inbegrip van lenshouder, essentieel is om deze producten op de juiste manier te gebruiken en te verzorgen.
- Het risico op ernstige oogproblemen (dat wil zeggen: ulcerative keratitis) kan in het algemeen worden verminderd door de richtlijnen voor het verzorgen van de lenzen nauwkeuriger te volgen.
- **Zorg ervoor dat uw contactlenzen niet in contact komen met water,** ook niet als u de lenzen draagt. Als uw lenzen in contact zijn gekomen met water, dient u deze weg te gooien en te vervangen door een nieuw paar.
- UV-ABSORBERENDE CONTACTLENZEN zijn geen vervanging voor UV-beschermende brillen, zoals een UV-absorberende ski of zonnebril, aangezien ze het oog en het gebied ermeeën niet volledig bedekken. U moet een UV-absorberende bril blijven dragen zoals aangegeven.
- U mag de in de lenshouder aanvoude oude vloeistof niet hergebruiken of "aanvullen", omdat hergebruik van vloeistof de effectiviteit van de desinfectie vermindert en kan leiden tot ernstige infecties, verlies van gezichtsscherpte of blindheid. "Aanvullen" duidt op het toevoegen van verse vloeistof bij vloeistof die zich nog in de lenshouder bevindt.
- Gooi alle overgebleven vloeistof weg na de geïnvideerde gebruiksperiode zoals vermeld op de fles van de multifunctionele vloeistof die u gebruikt voor het desinfecteren en bewaren van uw contactlenzen. De houdbaarheidstermijn refereert aan de periode waarin u het verzorgingsproduct na opening van de fles veilig voor de verzorging van uw contactlenzen kunt gebruiken. Het is niet hetzelfde als de uiterste gebruiksdatum; dit is de datum tot wanneer het product een effectieve werking behoudt voordat de fles wordt geopend.
- Het gebruik van multifunctionele vloeistof na de houdbaarheidstermijn kan in besmetting van de vloeistof resulteren en kan ernstige infectie, verlies van gezichtsscherpte of blindheid tot gevolg hebben. Zorg dat de punt van de fles MET GEEN ENKEL oppervlak in aanraking komt om besmetting te vermijden. Plaats de dop terug op de fles na gebruik. Giet IN GEEN GEVAL vloeistof in ander mensen ogen.
- Bewaar uw contactlenzen niet in of spoel uw lenshouder niet met water of enige andere niet-steriele vloeistof. Gebruik uitsluitend verse multifunctionele vloeistof, zodat uw contactlenzen of lenshouder niet besmet raken/raakt. Het gebruik van niet-steriele vloeistof kan leiden tot ernstige infectie, verlies van gezichtsscherpte of blindheid.
- Het wordt aanbevolen dat u uw ogen regelmatig laat controleren door uw oogzorgspecialist.

²New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. VOORZORGSMAATREGELEN

- NIET GEBRUIKEN als de steriele blisterverpakking is geopend of beschadigd of de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Zorg ervoor dat u de lenzen kunt inden en uitnemen (of zorg ervoor dat iemand anders de lenzen voor u kan uitnemen) voordat u de oogzorgspecialist verlaat.

• Gebruik NOoit een pinct of andere hulpmiddelen om uw lenzen uit de verpakking te halen.

• Begin altijd met hetzelfde oog.

• Zorg ervoor dat u zeker weet dat de lens in uw oog zit en u scherp ziet voordat u deze middels de juiste techniek uit uw oog haalt.

5. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN:

- Doordat slechts een kleine aantal dragers aan klinische onderzoeken naar contactlenzen meedoet, zijn alle in het lensmateriaal doorgevoerde brekingssterken, ontwerpverwegingen en lensparameters niet in significante aantallen geëvalueerd. De oogzorgspecialist dient daarom bij de selectie van een geschikt lensontwerp en parameters alle kenmerken van de lens in overweging te nemen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de lens en de oculaire gezondheid, met inbegrip van zuurstofpermeabiliteit, bevochtigbaarheid, centrale perifere dikte en diameter van de optische zone.
- De mogelijke invloed van deze factoren op de oculaire gezondheid van de drager moet zorgvuldig tegen de noodzaak van refractieve correctie worden afgewogen. Om deze reden moet de voorschrijvende oogzorgspecialist de oculaire gezondheid van de drager en de lensprestaties voor het oog nauwlettend in de gaten houden.
- Als u contactlenzen draagt ter correctie van presbyopie, is de correctie van uw visuele scherpte verlof of dichtbij mogelijk niet optimaal. Iedereen heeft andere behoeften op visuele vlak. Uw oogzorgspecialist selecteert daarom samen met u voor u meest geschikte lenstypen.
- Oogzorgspecialisten dienen de drager te instrueren om lenzen onmiddellijk uit te nemen als de ogen rood worden geïrriteerd.
- Neem altijd contact op met uw oogzorgspecialist alvorens medicijnen in uw ogen te gebruiken.
- **Houd er rekening mee dat** de bepaalde medicijnen, zoals antihistaminica, decongestiva, diuretica, spiersverslappers, kalmender middelen en medicijnen tegen zee-, lucht- of wagonziekte droge ogen en een verhoogde bewustwording van de lenzen kunnen veroorzaken (de drager is zich meer bewust van de contactlenzen in het oog) of het zicht kunnen verbeteren. Indien u dergelijke medicijnen inneemt, dient u in geval van problemen met uw lenzen altijd contact op te nemen met uw oogzorgspecialist.
- **Houd er rekening mee dat** indien u orale voorbehoedsmiddelen (anticonceptiepillen) gebruikt, u bij het gebruik van contactlenzen veranderingen kunt ondervinden in uw zicht of de mate waarin u contactlenzen kunt verdragen.
- Verander **NIET** van lenstype (bv. merknaam enz.) of lensparameters (bv. diameter, base curve, lenssterkte enz.) zonder overleg met uw oogzorgspecialist.
- Zorg ervoor dat u altijd een bril met een recent voorschrijf tot uw beschikking hebt indien u uw contactlenzen niet langer kunt dragen, of voor bepaalde omstandigheden waarin het wordt afgerekend om contactlenzen te dragen.
- Net als bij elke contactlenzen, dient u uw ogen regelmatig te laten controleren zodat uw ogen gezond blijven. Informeer bij uw oogzorgspecialist naar een schema voor controlebezoeken.
- Voor het therapeutische gebruik van alle ACUVUE® OASYS contactlenzen met HYDRACLEAR® PLUS technologie dienen de ogen zorgvuldig in de gaten te worden gehouden. Dragers die tijdens een behandeling met een bandagelens oogmedicatie gebruiken, dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden door een oogzorgspecialist. Bij bepaalde oogaandoeningen worden de lenzen alleen door een oogzorgspecialist ingedaan en uitgenomen. In deze gevallen dienen dragers te worden geïnstrueerd om lenzen niet zelf te hanteren.
- Houd er rekening mee dat het dragen van een donkere ACUVUE® OASYS with Transitions™ lens op slechts één oog wordt afgerekend omdat u niet vermogen van de drager kan versturen om diepte en beweging van objecten accuraat in te schatten. Het kan ook leiden tot cosmetische vragen.
- Draag ACUVUE® OASYS with Transitions™ nooit als bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals zonnelampen, lasers etc. of om direct in zonlicht of naar een zonverduistering te kijken.
- Kijk nooit direct in de zon of naar een zonverduistering.
- Houd er rekening mee dat er geen gegevens bekend zijn over de veiligheid en prestaties bij het dragen van ACUVUE® OASYS with Transitions™ contactlenzen draagt of niet.

Als u van de bovenstaande symptomen zich voorziet, kan er sprake zijn van een ernstige oogaandoening. **U MOET IN GEVAL DE LENZEN DIRECT UITNEMEN en contact opnemen met een oogzorgspecialist** om het probleem te laten vaststellen en indien nodig te laten behandelen, zodat ernstig letsel aan het oog kan worden voorkomen.

6. BIJWERKINGEN – Mogelijke problemen en handelwijze

Houd er rekening mee dat er problemen kunnen optreden bij het dragen van contactlenzen die mogelijk met een of meer van de volgende tekenen of symptomen verband houden:

- Brandende, prikkelende, jeukende en/of droge ogen
- Uw lenzen voelen ongemakkelijk aan of u hebt het gevoel dat er iets in uw oog zit
- Zwelling of ontsteking in of rondom de ogen
- Roodheid van het oog
- Oogklipproblemen
- Waterige ogen en/of ongewone afscheiding uit het oog
- Slecht of wazig zicht
- Het zien van regenogen of halo's rondom objecten
- Gevoeligheid voor licht (fotofobie)
- Er bestaat een kans op tijdelijke problemen als gevolg van perifere infiltraten, perifere cornea-ulcers en cornea-erosie. Ook kunnen andere fysiologische indicaties worden waargenomen, zoals lokaal of algemeen oedeem, corneale neovascularisatie, corneale staining, vataanjunctie, tarsale afwijkingen, iritis en conjunctivitis. Sommige hiervan zijn in beperkte mate klinisch aanzienbaar.

Als u van de bovenstaande symptomen zich voorziet, kan er sprake zijn van een ernstige oogaandoening. **U MOET IN GEVAL DE LENZEN DIRECT UITNEMEN en contact opnemen met een oogzorgspecialist** om het probleem te laten vaststellen en indien nodig te laten behandelen, zodat ernstig letsel aan het oog kan worden voorkomen.

7. HERKENNEN VAN PROBLEMEN EN HANDELWIJZE

Voor elke minste daaags een eenvoudig zelfonderzoek uit, waarbij u uzelf drie vragen stelt. Vraag uzelf:

- Hoe voelen de lenzen als ik ze op mijn oog heb?
 - Hoe zie mijn ogen eruit?
 - Heb ik veranderingen in mijn zicht opgemerkt?
- Indien u enig probleem ondervindt, dient u WEL DE LENZEN ONMIDDELJK UITTE NEMEN. Gooi de lens weg en plaats een nieuwe, verse lens op het oog zodat het probleem opgelost is of dat het ongemakkelijke gevoel in uw oog weg is. Indien het probleem na het inzetten van de nieuwe lens voortduurt, NEEMT U DE LENZEN ONMIDDELJK UIT UW OOG EN NEEMT U CONTACT OP MET UW OOGZORGSPERSONALIST.
- Bijscherpeiging van ACUVUE® OASYS met HYDRACLEAR® PLUS technologie kan een bijwerking het gevolg zijn van de oorspronkelijke aandoening, of kan een bijwerking of beschadiging veroorzaakt door het dragen van contactlenzen. De oorspronkelijke aandoening of conditie kan verergeren indien een zachte therapeutische contactlenzen wordt gebruikt om een al bestaande aandoening of beschadiging oog te behandelen. U dient uw oogzorgspecialist ONMIDDELJK te raadplegen als uw klachten tijdens het dragen van de contactlenzen optreden.
- ## 8. GEBRUIKSAAWANZIJDING
- Zorg ervoor dat u de lenzen kunt indoen en uitnemen (of zorg ervoor dat iemand anders de lenzen voor u kan uitnemen) voordat u de oogzorgspecialist verlaat.
- ## 9. NIET GEBRUIKEN
- NIET GEBRUIKEN als de steriele blisterverpakking is geopend of beschadigd of de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Stap 1: Voorbereiding
Het is erg belangrijk dat u uw lenzen op hygiënische wijze kunt hanteren en verzorgen. Hygiëne is het allerbelangrijkste aspect bij de zorg voor uw contactlenzen. Met name uw handen moeten schoon, droog en vrij zijn van zeep, lotions of crèmes voordat u uw lenzen hanteert.

Was uw handen altijd grondig met warm water en een milde zeep en spoel ze zorgvuldig af. Droog uw handen met een plusruige handdoek voordat u uw lenzen aanraakt om het risico op een infectie te verminderen.

Gebruik geen crème houdende zeep, lotion of cosmetica alvorens uw lenzen te hanteren. Deze middelen kunnen met de lenzen in contact komen en een goede werking van de lenzen in de weg staan. U kunt uw lenzen het beste indoen voordat u make-up aanbrengt.
- 1 van 2
- Controleer voorafgaand aan gebruik de herziening actueel is.
- Johnson & Johnson VISION

Stap 2: De verpakking openen

Controleer altijd of de lensparameters (bv. Diameter (DIA), Basiskromming(BC), Dioptrie (lenssterkte) (D), etc.) die staan vermeld op het multi-pak en op de individuele lensverpakking, overeenkommen met uw voorschrift. GEBRUIK DE LENZEN NIET als deze niet overeenkomen.

Muti-pack

Elke multi-pack bevat individueel verpakte lenzen. Elke lens bevindt zich in een eigen verpakking, specifiek ontworpen om de steriliteit te behouden zolang deze is afgesloten.

Bewaar ongeopende ACUVUE® OASYS with Transitions™ blisters altijd buiten het bereik van direct zonlicht.

Lensverpakking

Open de verpakking van de afzonderlijke lens als volgt:

1. Schud de verpakking en controleer of de lens vrij in de vloeistof drijft.
2. Open de lensverpakking voorzichtig om de lens bloot te leggen.
3. Plaats een vinger op de lens en beweeg de lens naar de zijkant van de lensverpakking tot u deze uit de houder kunt halen. Soms blijft de lens na opening van de verpakking tegen de binnenkant van de folie of op de plastic verpakking zelf plakken. Dit heeft gevonden voor de steriliteit van de lens. U kunt deze gewoon gebruiken. Neem de lens voorzichtig uit, waarbij u de instructies voor een juiste hantering van de lens opvolgt.

Tips voor een juiste hantering van de lens

- Hanteer uw lenzen zorgvuldig met uw vingertoppen en vermijd contact met uw vingernagels. Het helpt als deze glad en kort zijn.
- Zorg ervoor dat u de lens altijd eerst in hetzelfde oog plaatst om te voorkomen dat u de lenzen verwisselt.
- Controleer nadat u de lens uit de verpakking hebt genomen of het slechts één vochtige en schone lens is zonder vuuren en scheuren. Gebruik de lens NIET als deze beschadigd lijkt.

Stap 3: De lens op uw oog plaatsen

Begin altijd met hetzelfde oog.

Als u de lenshouder of lensverpakking hebt geopend en de lens hebt uitgenomen en gecontroleerd, plaatst u de lens aan de hand van de volgende stappen op uw oog:

1. ZORG DAT DE LENZEN NIET BINNENSTEBUGEN GEKEERD is aan de hand van de volgende procedures:
 - Plaats de lens op de punt van uw wijsvinger en controleer het profiel. De lens zou een natuurlijk, afgerond, schaalvormig model moeten aannemen. Als de randen van de lens naar buiten neigen, is de lens binnenebstuiven.
 - Druk de lens zachtjes tegen duim en wijsvinger. De randen zouden naar binnen moeten wijzen. Als de lens binnenebstuiven is, wijzen de randen iets naar buiten.
 - Plaats de lens op de punt van uw wijsvinger en kijk naar de cijfers 1-2-3 op de lens. 1-2-3 duidt erop dat de lens zich in de juiste oriëntatie bevindt, terwijl een omgekeerde 1-2-3 aangeeft dat de lens binnenebstuiven is. Als de lens binnenebstuiven is (1-2-3 zijn omgekeerd), keert u de lens om en kijkt u nogmaals op de lens naar de cijfers om te bevestigen dat de lens zich in de juiste oriëntatie bevindt.
2. Terwijl de lens op uw wijsvinger ligt, houdt u uw bovenste ooglid met uw andere hand vast om te voorkomen dat u gaat knipperen.
3. Trek met de overige vingers van de hand waarmee u de lens plaatst uw onderste ooglid omlaag.
4. Kijk omhoog en plaatst de lens op het witte gedeelte op onderste deel van uw oog.
5. Laat uw ooglid voorzichtig los en sluit krt uwen oog.
6. Knipper een aantal keer om de lens te centreren.
7. Gebruik dezelfde methode om de andere lens op uw andere oog te plaatsen.

Er zijn andere methoden om een lens in te brengen. Als u met de bovenstaande methode moeilijkheden ondervindt, kan uw oogzorgspecialist een alternatief bieden.

Stap 4: Uw lenzen controleren

Stel uzelf de volgende vragen als u uw lenzen hebt geplaatst:

- Kan ik goed zien?
- Hoe voelen de lenzen als ik ze op mijn oog heb?
- Hoe zien mijn ogen eruit?

Als uw zicht wazig is nadat u de lens hebt geplaatst, controleert u het volgende:

- De lens ligt niet middan op het oog (zie "Stap 5: De lens centreren", het volgende gedeelte in deze folder).
- Als de lens midden op het oog ligt, neemt u de lens uit (zie "Uw lenzen uitnemen") en controleert u het volgende:
- Cosmetica of vet op de lens. Gooi de lens weg en zet een nieuwe in.
- U hebt de lens in uw verkeerde oog gezet.
- U hebt de lens binnenebstuiven ingezet (de lens voelt ook minder comfortabel aan dan gewoonlijk). Zie "Stap 3: De lens op uw oog plaatsen".

Indien uw zicht nog steeds wazig is nadat u alle bovenstaande opties bent nagegaan, neemt u de lens uit en raadpleegt u een oogzorgspecialist.

Opmerking: Als een van uw lenzen merkbaar onaangenaam aanvoelt nadat u deze hebt ingezet of minder aangenaam aanvoelt dan de eerste keer dat u de lens hebt ingezet, neemt u de lens onmiddellijk uit en neemt u contact op met een oogzorgspecialist. Als u bij het controleren van uw ogen en lenzen andere problemen vaststelt, MOET U DE LENZEN ONMIDDELLIJK UITNEMEN EN CONTACT OPNEMEN MET UW OOGZORGSPERSONALIST.

Stap 5: De lens centreren

Lenzen liggen op het hoornvlies (het midden van uw oog) en verschuiven tijdens het dragen zelden naar het witte deel van het oog. Dit zou echter kunnen gebeuren als de lens niet op de juiste wijze wordt ingezet en uitgenomen. U kunt de lens als volgt centreren:

- Sluit uw oogleden en masseer de lens zachtjes op zijn plaats door het gesloten ooglid.
- OF
- Verplaats de uit het midden geraakte lens voorzichtig naar het hoornvlies (het midden van uw oog) door met uw schone vinger op de rand van het bovenste of onderste ooglid te drukken, terwijl u uw ogen geopend heeft.

Gevaarlijke omstandigheden

- Als u lenzen draagt en spuitbussen, zoals hairspray, gebruikt, dient u uw ogen gesloten te houden tot de spray vervlogen is.
- Vermijd schadelijke of irriterende dampen en rook wanneer u lenzen draagt.
- Spoel uw lenzen nooit met kraanwater.

Wateractiviteiten

- Zorg ervoor dat de contactlenzen tijdens het dragen niet in contact komen met water.

Spoei-/bevochtigingsvloeistof

- De oogzorgspecialist kan u aanraden een spoei-/bevochtigingsvloeistof te gebruiken. Deze vloeistof kan worden gebruikt om uw lenzen te bevochtigen terwijl u ze draagt.
- Gebruik geen speeksel of een andere da van de aanbevolen vloeistof voor de bevochtiging of herbevochtiging van uw lenzen. Stop nooit uw lenzen in uw mond.
- Verschillende vloeistoffen kunnen niet altijd samen worden gebruikt en niet alle vloeistoffen zijn veilig voor gebruik bij alle lenzen. Gebruik uitsluitend vloeistoffen die uw oogzorgspecialist u heeft aanbevolen.
- Gebruik geen andere vloeistoffen zonder dit met de oogzorgspecialist te overleggen.
- Gebruik geen vloeistoffen die uitsluitend voor gebruik bij conventionele harde contactlenzen worden aanbevolen.
- Gebruik altijd verse lensverzorgingsvloeistoffen en lenzen waarvan de vervaldatum niet verstreken is, en vol altijd de in de bijsluiter vermelde aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van contactlenzenvloeistoffen.
- Steriele, niet-geconserveerde vloeistoffen moeten na gebruik op de in de instructies aangegeven tijd worden weggegooid.
- Zorg dat de lenzen volledig zijn ongedroogd in de aanbevolen bewaarlenzenvloeistof als de lenzen niet draagt (als u de lenzen bewaart). Als de lens gedurende langere tijd uitdroogt (bijvoorbeeld indien de lens gedurende 30 minuten of langer aan de lucht wordt blootgesteld) vermindert het bevochtigingsvermogen van het lensoppervlak. Als het lensoppervlak uitdroogt, moet u de lens weggooien en een nieuwe gebruiken.

Lenzen delen

- Laat nooit iemand anders uw lenzen dragen. Het delen van lenzen vergroot de kans op ooginfecties aanzienlijk.

De voorgeschreven draag- en vervangingsschema's volgen

- Draag uw lenzen nooit langer dan voorgeschreven door uw oogzorgspecialist.
- Gooi gedragen lenzen altijd weg zoals voorgeschreven door uw oogzorgspecialist.
- Ongebruikte producten of afvalmateriaal dienen te worden weggegooid in overeenstemming met de lokale regelgeving.

UW LENZEN UITNEMEN

Als uw zicht wazig is, bevindt de lens zich op het witte deel van uw oog of zit deze helemaal niet in uw oog. Probeer de lens te vinden. Bekijk eerst het bovenste deel van het oog door omlaag te kijken in de spiegel terwijl u het bovenste ooglid omhoog houdt. Bekijk vervolgens het onderste deel van uw oog door het onderste ooglid omlaag te trekken.

1. Was, spoel en droog uw handen zorgvuldig. Volg de door uw oogzorgspecialist aanbevolen methode. Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke methode: de knijpmethode.

Knijpmethode

Stap 1. Kijk omhoog en schuif de lens met uw wijsvinger omlaag naar het witte deel van uw oog.

Stap 2. Pak de lens voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger.

Stap 3. Neem de lens uit uw oog.

2. Volg de instructies in het gedeelte "De verzorging van uw lenzen".

OPMERKING: Voor uw ooggezondheid is het belangrijk dat de lens op uw oog kan bewegen. Breng een paar druppels van een aanbevolen bevochtigingsvloeistof aan op uw oog als de lens blijft plakken (niet meer beweegt). Wacht tot de lens weer vrij is op het begin te bewegen alvorens de lens uit te nemen. Als de lens nog steeds plakt, dient u uw oogzorgspecialist te raadplegen.

DE VERZORGING VAN UW LENZEN

Als u nooit eerder lenzen hebt gedragen, krijgt u van uw oogzorgspecialist instructies voor de reiniging en desinfectie van uw lenzen. Het niet opvolgen van de juiste procedure voor lensverzorging kan leiden tot de ontwikkeling van ernstige oogproblemen, zoals beschreven in het gedeelte "Waarschuwingen".

Voor u begint:

- Was uw handen altijd grondig met een milde zeep en spoel ze zorgvuldig af. Droog uw handen met een plusvrije handdoek voordat u uw lenzen aanraakt.
- Zorg dat u van de volgende producten voldoende op voorraad hebt:
 - Verse vloeistoffen voor reiniging en desinfectie van uw lenzen, of een door een oogzorgspecialist aanbevolen multifunctionele vloeistof
Gebruik geen vloeistoffen die uitsluitend voor gebruik bij conventionele harde contactlenzen worden aanbevolen.
 - Schone lenshouder
Indien u een waterstofperoxidesysteem gebruikt, dient u UITSUITEND de bij het waterstofperoxidesysteem behorende lenshouder te gebruiken.

Dese houder is speciaal ontworpen om de vloeistof te neutraliseren. Het niet gebruiken van deze houder kan ernstig prikkende, brandende en beschadigde ogen tot gevolg hebben.

Stap 1: Reinigen en desinfecteren (chemisch - niet op basis van hitte)

1. Reinig en desinfecteer altijd dezelfde lens eerst om verwisseling van de lenzen te voorkomen.
2. Volg de instructies voor reiniging en desinfectie op het productetiket of zoals aanbevolen door uw oogzorgspecialist.

U mag de desinfectievloeistof en lenzen NIET VERHITTEN.

Let op: Chemisch gedesinfecteerde lenzen kunnen bestanddelen van de desinfectievloeistof opnemen die oogirritatie kunnen veroorzaken. Door de lenzen zorgvuldig met een verse, steriele zoutoplossing (of een andere aanbevolen vloeistof) te spoelen alvorens deze te plaatsten, vermindert de kans op irritatie.

3. Wrijf en spoel de lenzen schoon gedurende de op het etiket van de multifunctionele vloeistof vermelde aanbevolen duur om de lenzen in de voldoende mate te desinfecteren.

WAARSCHUWING:

- Wrijf en spoel de lenzen gedurende de aanbevolen duur schoon om ernstige ooginfecties te voorkomen.
- Desinfecteer uw lenzen nooit met water, zoutoplossing of bevochtigingsdruppels. Met deze vloeistoffen worden uw lenzen niet gedesinfecteerd. Gebruik van een niet-aanbevolen desinfectievloeistof kan leiden tot ernstige infecties, verlies van gezichtsscherpte of blindheid.

4. Plaats de lens in het juiste vakje van de lenshouder.

Stap 2: Bewaren

5. U kunt de lenzen bewaren door deze te desinfecteren en deze voor later gebruik in de gesloten houder te plaatsten. **Zorg dat uw lenzen ALTIJD volledig zijn ongedroogd in de aanbevolen bewaarvloeistof als u de lenzen niet draagt. Als de lens gedurende een langere periode uitdroogt, wordt het moeilijker om de lens voldoende te bevochtigen. Utgedroogde lenzen moeten worden weggegooid en door nieuwe lenzen worden vervangen.**

- Als u uw lenzen na desinfectie niet meteen draagt, dient u de oogzorgspecialist te vragen naar informatie over hoe u uw lenzen het beste kunt bewaren.

- Leeg de contactlenzenhouder en reinig deze door de houder met uw vinger schoon te wrijven en verse, steriele desinfectievloeistoffen/reinigingsvloeistof te spoelen (nooit met water) en met een schoon doekje droog te vegen. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de houder achterblijft alvorens deze aan de lucht te drogen.

- Vervang uw lenshouder volgens de aanwijzingen van de oogzorgspecialist of de aanwijzingen die in de bijsluiter van uw lenshouder zijn vermeld.

- Lenshouders kunnen een bron van bacteriën zijn.

- Bewaar ACUVUE® OASYS with Transitions™ contactlenzen in de lenshouder en buiten bereik van direct zonlicht.

WAARSCHUWING: Bewaar uw contactlenzen niet in of spoel uw lenshouder niet af met water of enige andere niet-steriele vloeistof. Gebruik uitsluitend verse multifunctionele vloeistof, zodat uw contactlenzen of lenshouder niet besmet raken/raakt. Het gebruik van niet-steriele vloeistof kan lenzen leiden tot ernstige infectie, verlies van gezichtsscherpte of blindheid.

NOODGEVALLEN: Als chemicaliën in uw ogen terechtkomen (huishoudelijke producten, tuimiddelen, laboratoriumchemicaliën, etc.); **DE OGEN ONMIDDELLUK UITSPOELEN MET KRAANWATER EN ONMIDDELLUK CONTACT OPNEMEN MET EEN OOGZORGSPERSONALIST OF GA NAAR DE EERSTE HULP VAN HET DICHTSBUJNDE ZIEKENHUIS.**

6. BIJWERKINGEN RAPPORTEREN

Meld incidenten die zich voordoen tijdens het dragen van ACUVUE®-contactlenzen altijd aan de fabrikant en/of gemachtigde vertegenwoordiger en/of de autoriteit in uw land.

Fabrikant:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Raadpleeg de verpakking voor het land van oorsprong. Het volledige adres wordt hierboven vermeld.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Herzienvingsdatum: 01/2022

Transitions™ is een handelsmerk van Transitions™ Optical, Inc. en wordt onder licentie gebruikt door TOL en JJCL.

De volgende symbolen worden mogelijk op de etiketten of verpakking vermeld:

Symbol	Definitie
	Let op, raadpleeg instructieboekje
	Producent
	Productiedatum
	Vervaldatum (uiterste gebruiksdatum)
	Lotnummer
	Gesteriliseerd d.m.v. stoom of hitte
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Verwijderingsbijdrage
	LET OP: Federale wetten in de V.S. bepalen dat dit product uitsluitend mag worden verkocht door of op verzoek van een gediplomeerd contactlenzenpecialist of optometrist
	Medisch hulpmiddel in de Europese Gemeenschap
	UV-filter
	Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Gevolmachtigd vertegenwoordiger in Zwitserland (CH)
	CE-markering en identificatienummer van de aangemelde instantie
	Diameter
	Basiskromming
	Dioptrie (lenssterkte)
	Cilindersterkte
	As
	Hoogste nabij additie welke kan worden gecorrigeerd
	"Low" nabij additie
	"Medium" nabij additie
	"High" nabij additie
	Juiste lensorientatie
	Onjuiste lensorientatie (binnenstebuiten)
	Aanduiding voor houders en verpakkingen van papier
	Aanduiding voor samengestelde materialen
	Buiten het bereik van direct zonlicht bewaren
	Bevat schadelijke stoffen
	Importeur in de Europese Gemeenschap

Guide d'utilisation

Lentilles de contact ACUVUE® à remplacement fréquent en port journalier ou port continu

FR



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE GARDER À PORTÉE DE MAIN POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LES LENTILLES DE CONTACT ACUVUE® SONT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, QUI DOIVENT TOUJOURS ÊTRE ADAPTÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ OCULAIRE. IL EST IMPORTANT QUE VOUS SUIVIEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DE VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ OCULAIRE (OPHTALMOLOGISTE OU OPTICIEN) AINSI QU'CELLES CONTENUES DANS CETTE NOTICE.

Nom commercial	Matériau	Solution de conditionnement	Modalités de port
Lentilles de contact ACUVUE® 2	etafilcon A	1	14 jours (en cas de port journalier) 6 nuits/7 jours (en cas de port continu)
Lentilles de contact ACUVUE® ADVANCE with HYDRACLEAR® 3	galyfilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier)
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier) 6 nuits/7 jours (en cas de port continu)
Lentilles de contact ACUVUE® VITA 3	senofilcon C	2	1 mois (en cas de port journalier)
Lentilles de contact ACUVUE® VITA for ASTIGMATISM 3	senofilcon C	2	1 mois (en cas de port journalier)
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier) 6 nuits/7 jours (en cas de port continu)
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier) 6 nuits/7 jours (en cas de port continu)
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 3	senofilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier) 6 nuits/7 jours (en cas de port continu)
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ 3 4	senofilcon A	2	14 jours (en cas de port journalier)

Légende : Solution d'emballage : ① Solution saline tamponnée au borate ② Solution saline tamponnée au borate contenant un éther de cellulose, la méthylcellulose
Composants du matériau : ① Le matériau des lentilles contient du silicium et répond aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 1, transmettant moins de 1% de rayons UVA (280-315 nm) et 10 % de rayons UVA (315-380 nm). Toutes les autres lentilles ACUVUE répondent aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 2 transmettant moins de 5 % de rayons UVB et 50 % de rayons UVA. ② Le matériau des lentilles contient un agent photochromique qui吸收 active la lumière visible de 380 nm à 780 nm, pour une transmittance minimum de 84 % à l'état inactif (fermé) et pour une transmittance minimum de 23 % à l'état actif (ouvert), en fonction de l'épaisseur de la lentille ainsi que du niveau d'absorption des UV et du rayonnement à haute énergie visible.

La photochromie est définie par un changement réversible de la couleur ou de la teinte lors de l'exposition à certains types de lumières d'une intensité suffisante. En l'absence de lumière, la teinte redevient transparente.

Les borates (acide borique et borate de sodium) sont définis comme des substances CMR 1B à une concentration supérieure à 0,1 % masse par masse (n/m) et sont sans danger lorsque le produit est utilisé conformément aux instructions de la notice.

Certains des produits figurant dans la liste peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier si le produit est disponible dans votre pays. www.acuvue.com

1. DESCRIPTION DU PRODUIT ET INDICATIONS D'UTILISATION

Cette notice concerne les lentilles de contact ACUVUE® suivantes, destinées à un port journalier (remplacement fréquent) (moins de 24 heures pendant les périodes d'éveil) ou à un port continu (plus de 24 heures, y compris pendant le sommeil) et qui peuvent être portées en continu pendant 7 jours/6 nuits au maximum avant d'être jetées après leur retrait. Ce mode de port ne nécessite ni nettoyage ni décontamination. Votre ophtalmologiste doit définir les modalités de port et de renouvellement.

- Les lentilles de contact sphériques ACUVUE® sont indiquées pour un port journalier pour corriger les amétopies suivantes : myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et qui peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 1,00 D.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ sont des lentilles photochromiques également indiquées pour atténuer une luminosité élevée grâce à l'agent photochromique qui吸收 active la lumière visible.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® 2 et ACUVUE® OASYS avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS sont également indiquées pour un port continu.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® pour ASTIGMATISMES sont indiquées pour un port journalier pour corriger les amétopies suivantes : myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et qui présentent un astigmatisme.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM (pour Astigmatisme) avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS sont également indiquées pour un port journalier ou continu.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA (pour Presbytie) avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS sont indiquées pour un port journalier ou continu pour corriger les amétopies suivantes : myopie et hypermétropie chez des sujets presbytes dont les yeux sont sains et qui peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 0,75 D.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS ont également une indication thérapeutique pour corriger certains types de maladies oculaires.
 - Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL sont indiquées pour la correction de la vision de sujets presbytes dont les yeux sont sains et qui sont soit presbytes, soit simultanément presbytes et myopes ou hypermétropes et qui peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 0,75 D.
- Il est recommandé de commencer en lentilles par un port journalier. Si ce port est satisfaisant, votre ophtalmologiste pourra vous proposer un port continu progressif. Après retrait, il est recommandé de laisser les yeux au repos, sans lentilles, pendant une nuit ou plus.
- Des lentilles de contact peuvent vous être prescrites pour certaines pathologies ou problèmes oculaires en tant que lentilles panssements pour la cornée afin de soulager l'inconfort et de servir de pansement de protection. Votre ophtalmologiste déterminera si vous souffrez d'une telle affection et pourra vous prescrire des médicaments supplémentaires ou des modalités de renouvellement adaptées. Vous ne deviez jamais faire de l'automedication avec une lentille ou un médicament sans avoir préalablement été examiné par votre ophtalmologiste.
- Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS ont également une indication thérapeutique comme lentille pansement pour les problèmes oculaires aigus et chroniques suivants :
- Pour protéger la cornée en cas d'anomalies des paupières ou de la cornée, telles qu'un entropion, un trichiasis, des cicatrices du tarse et une érosion cornéenne récurrente. Elles sont en outre indiquées à des fins de protection lorsque des sutures ou une malformation, une dégénérescence ou une paralysie de la structure oculaire peuvent nécessiter de protéger la cornée contre une exposition ou une irritation répétée.
 - Pour soulager les douleurs cornéennes en présence d'affections telles qu'une kératopathie bulleuse, une érosion et une abrasion épithéliale, ainsi qu'après une kératoplastie.
 - Pour servir comme pansement protecteur de cicatrices et de déformations cornéennes, tels que des défauts épithéliaux chroniques, un ulcère cornéen, une kératite néoprotéolytique ou neuroprotéolytique et des brûlures chimiques.
 - Pour les affections post-chirurgicales où l'utilisation de lentilles pansements est indiquée, notamment après une chirurgie réfractive, des greffes lamellaires, des capsots cornéens et d'autres chirurgies oculaires.
 - Pour assurer la stabilité structurelle et protéger une combinaison de lentilles rigides perméables aux gaz (LRPG). De plus, l'utilisation de lentilles peut empêcher une irritation et des abrasions en présence de différences d'élévation au niveau du joint hôte/greffe ou du tissu cicatriciel.
 - Les lentilles prescrites pour un usage thérapeutique peuvent être utilisées selon un mode de port journalier ou continu.

Toutes les lentilles de contact ACUVUE® sont dotées d'un filtre UV qui aide à protéger la cornée et les milieux internes de l'œil contre la transmission des rayons UV nocifs.

AVERTISSEMENT : Les lentilles de contact avec FILTRE UV NE remplacent pas les lunettes de protection qui absorbent les UV, telles que les lunettes de soleil, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et les tissus annexes. Il est conseillé de continuer à utiliser des lunettes de protection qui absorbent les UV.

REMARQUE : L'exposition prolongée aux rayons UV constitue l'un des facteurs de risque associés à la cataracte. Le degré d'exposition dépend d'une multitude de facteurs, parmi lesquels les conditions ambiantes (altitude, région, couverture nuageuse) et des facteurs personnels (l'intensité de la pratique d'activités de plein air et leur nature). Les lentilles de contact avec filtre UV participant à la protection contre les rayons UV nocifs. Néanmoins, aucune étude clinique visant à démontrer que le port de lentilles de contact avec filtre UV réduit le risque de développer une cataracte ou tout autre trouble oculaire n'a encore été menée. Pour en savoir plus, consultez votre ophtalmologiste.

2. CONTRÉ-INDICATIONS (cas où il convient de ne pas porter de lentilles de contact)

Vous vous portez des lentilles de contact pour la CORRECTION D'UN DÉFAUT VISUEL, NE LES UTILISEZ PAS dans les cas suivants :

- Inflammation ou infection de l'œil, de ses annexes et des paupières
- Toute maladie oculaire, blessure ou anomalie qui affecte la cornée, la conjonctive ou les paupières
- Toute condition diagnostiquée auparavant rendant le port de lentilles inconfortable
- Sécheresse oculaire sévère
- Réduction de la sensibilité cornéenne (hyposthésie cornéenne)
- Toute maladie systémique qui peut affecter l'œil ou être exacerbée par le port de lentilles de contact
- Réactions allergiques affectant la surface oculaire ou les tissus voisins pouvant être induites ou exacerbées par le port de lentilles de contact ou l'utilisation de solutions d'entretien
- Toute infection cornéenne active (bactérienne, fongique, protozoaire ou virale)
- Rougeur ou irritation des yeux
- Irritation de l'œil causée par une réaction allergique à des ingrédients présents dans les solutions pour lentilles de contact (p. ex. gouttes de réhydratation). Ces solutions peuvent contenir des produits chimiques ou des conservateurs (comme le mercure ou le thiomersal, etc.) qui peuvent provoquer une réaction allergique chez certains sujets.

Votre ophtalmologiste peut vous prescrire des lentilles à usage thérapeutique pour aider le processus de cicatrisation de certaines pathologies oculaires, qui peuvent inclure celles citées ci-dessus.

3. AVERTISSEMENTS - Ce que vous devez savoir au sujet du port de lentilles de contact :
DES PROBLÈMES OCULAIRES, NOTAMMENT DES ULCÈRES CORNÉENS (kératite ulcération), PEUVENT SE DÉVELOPPER RAPIDEMENT ET CONDUIRE À UNE Perte VISUELLE. SIVOUS PRÉSENTEZ UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

- Inconfort oculaire • Perte visuelle
- Larmoiement excessif • Rougeur oculaire
- Modifications de la vision

RETIREZ IMMÉDIATEMENT LES LENTILLES DE CONTACT ET CONTACTEZ RAPIDEMENT VOTRE OPHTALMOLOGISTE .

- Les lentilles prescrites pour un port journalier (c'est-à-dire, lorsque votre ophtalmologiste vous demande de retirer vos lentilles tous les soirs) ne doivent pas être portées pendant le sommeil. Des études cliniques ont montré que le port des lentilles de contact pendant la nuit augmentait le risque de problèmes oculaires graves (p. ex. kératite ulcération)*.
- Selon certaines études, le risque de problème oculaire (p. ex. kératite ulcération) est plus important chez les porteurs de lentilles fumeurs que chez les porteurs non-fumeurs.
- Des problèmes rencontrés avec les lentilles de contact ou les produits d'entretien peuvent provoquer de graves lésions oculaires. Le respect des règles de port et d'entretien des lentilles de contact, ainsi que des conditions d'utilisation et de stockage des produits pour lentilles, y compris des étuis, sont essentiels pour une utilisation sans danger.
- Le risque global de problèmes oculaires graves (p. ex. kératite ulcération) peut être diminué en se conformant scrupuleusement aux instructions d'entretien des lentilles.
- **N'exposez pas** les lentilles de contact à l'eau, y compris lorsque vous les portez. Si les lentilles sont exposées à de l'eau, vous devez les éter et les remplacer par une nouvelle paire.
- Les LENTILLES DE CONTACT AVEC FILTRE UV NE remplacent pas les lunettes de protection qui absorbent les UV, telles que les lunettes de soleil, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et les tissus annexes. Il est conseillé de continuer à utiliser des lunettes de protection qui absorbent les UV.
- Ne réutilisez pas et ne complétez pas une solution d'entretien usagée. La réutilisation d'une solution d'entretien réduit l'efficacité de la décontamination des lentilles et peut causer de graves infections, une perte visuelle ou la cécité. Par "compléter une solution d'entretien", il est entendu l'ajout d'une solution neuve à une solution d'entretien usagée.
- Jetez toute solution d'entretien après la période d'utilisation recommandée indiquée sur le flacon de la solution multifonction utilisée pour décontaminer et faire tremper vos lentilles de contact. La période d'utilisation recommandée correspond à la période durant laquelle vous pouvez utiliser la solution d'entretien après ouverture du flacon. Il s'agit d'une notion différente de la date d'expiration, qui correspond à la date limite jusqu'à laquelle le produit reste efficace avant ouverture.
- L'utilisation d'une solution multifonction au-delà de la période d'utilisation recommandée peut conduire à une contamination de la solution d'entretien et provoquer de graves infections, une perte visuelle ou la cécité. Pour éviter toute contamination, NE mettez PAS l'emballage du flacon en contact avec une autre surface. Rebouchez le flacon après utilisation. NE transvez PAS la solution d'entretien dans un autre récipient ou flacon.
- Ne trempez pas vos lentilles de contact ou votre œil dans de l'eau et ne les rincez pas à l'eau ou dans toute autre solution non stérile. Utilisez uniquement une solution multifonction fraîche afin de ne pas contaminer vos lentilles ou votre œil. L'utilisation d'une solution non stérile peut conduire à de graves infections, une perte visuelle ou la cécité.
- Il est important de consulter régulièrement votre ophtalmologiste, conformément aux instructions.

* New England Journal of Medicine, 21 septembre 1989, 321 (12), pp. 773-783

4. PRÉCAUTIONS

- **N'utilisez PAS** les lentilles de contact si l'emballage individuel stérile est ouvert ou endommagé ou si la date d'expiration est dépassée.
- À l'issue de votre consultation avec votre ophtalmologiste et avant de mettre vos lentilles de contact pour la première fois, assurez-vous d'être capable de les poser et les retirer (ou que quelqu'un soit disponible pour le faire pour vous).
- **N'utilisez JAMAIS** de pince ou d'autres outils pour retirer les lentilles de leur récipient.
- Veillez à toujours commencer par le même œil.
- Vérifiez toujours que la lentille est dans votre œil et que vous voyez clairement avant d'entreprendre la technique de retrait.

Précautions générales :

- Compte tenu du petit nombre de patients participant aux études cliniques sur les lentilles, toutes les corrections, les géométries ou les paramètres des lentilles disponibles pour un matériau ne sont pas évalués de manière significative. Par conséquent, au moment de choisir la géométrie et les paramètres de lentille appropriés, l'ophtalmologiste doit prendre en considération toutes les caractéristiques susceptibles d'affecter les performances de la lentille et la santé de l'œil, notamment la perméabilité à l'oxygène, la mouillabilité, l'épaisseur centrale et périphérique et le diamètre de la zone optique.
- L'impact potentiel de ces facteurs sur la santé oculaire du patient doit être mis en balance avec la nécessité d'une correction réfractive. Par conséquent, l'ophtalmologiste doit veiller à ce que la santé oculaire du patient et les performances des lentilles de contact soient préservées.
- Si vous portez des lentilles de contact pour corriger une presbytie, il est possible que la correction de l'acuité visuelle pour la vision de près ou de loin ne soit pas optimale. Les besoins en matière de correction visuelle varient selon les personnes. Votre professionnel de santé oculaire doit donc vous aider à sélectionner le type de lentilles de contact le plus approprié à votre situation.
- L'ophtalmologiste doit inviter le patient à retirer immédiatement les lentilles si ses yeux deviennent rouges ou sont irrités.
- Contactez toujours votre ophtalmologiste avant de mettre des médicaments dans vos yeux.
- Sachez que certains médicaments tels que les antihistaminiques, les décongestionnaires, les diurétiques, les décontractants musculaires, les tranquillisants et les traitements contre la nausée peuvent entraîner une sécheresse oculaire, un inconfort du port des lentilles de contact ou une vision floue. Prévenez toujours votre ophtalmologiste si vous prenez ces médicaments et rencontrez des problèmes avec vos lentilles de contact.
- Gardez à l'esprit que les contraceptifs oraux (pilule contraceptive) peuvent modifier la vision ou le confort de port des lentilles.
- Ne changez pas de type de lentilles de contact (marque, etc.) ou les paramètres (diamètre, rayon de courbe, puissance, etc.) sans consulter votre ophtalmologiste.
- **Ayez toujours** à portée une paire de lunettes adaptée à votre vue si vous ne parvenez plus à porter vos lentilles ou si le port de lentilles est désobligeant.
- Comme pour toute lentille de contact, des visites de suivi sont nécessaires pour préserver l'état de santé de vos yeux. Interrogez votre ophtalmologiste sur le calendrier de suivi recommandé.
- Une supervision étroite est nécessaire dans le cas d'un usage thérapeutique de toutes les lentilles de contact ACUVUE® OASYS avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS. Les médicaments oculaires pris comme traitement avec des lentilles pansements doivent être surveillés attentivement par l'ophtalmologiste. Dans le cas de certaines affections oculaires, seul l'ophtalmologiste est habilité à poser et retirer les lentilles. Dans ces cas-là, les patients doivent être enjoints de ne pas manipuler les lentilles eux-mêmes.
- Le port de lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ assombrit sur un seul œil n'est pas recommandé en raison d'une possible altération de la capacité à apprécier la profondeur et les mouvements des objets. Il peut également y avoir une différence esthétique au niveau du regard.
- Ne portez jamais les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ comme protection contre des sources de lumière artificielle, telles que des lampes solaires, des lasers, etc., et ne regardez jamais directement le soleil ou une éclipse.
- Ne regardez jamais directement le soleil ou une éclipse avec des lunettes ACUVUE® OASYS with Transitions™.
- Veuillez noter qu'aucune donnée n'est disponible quant à la sécurité et aux performances de la conduite avec des lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ chez les personnes âgées de 50 ans et plus dont le cristallin peut s'être opacifié (cataracte).

5. EFFETS INDÉSIRABLES (effets secondaires) - Problèmes éventuels et mesures à prendre

Gardez à l'esprit que des problèmes peuvent survenir lors du port de lentilles de contact et peuvent être associés à un ou plusieurs des signes ou symptômes suivants :

- Sensation de brûlure, de piqûre, de démangeaison et/ou de sécheresse des yeux
- Port des lentilles moins confortable ou sensation de corps étranger dans vos yeux
- Œdème ou inflammation de l'œil ou de son contour
- Rougeur oculaire
- Problèmes au niveau des paupières
- Yeux larmoyants et/ou sécrétions inhabituelles des yeux
- Vision médiocre ou trouble
- Arc-en-ciel ou halo autour des objets
- Sensibilité à la lumière (photophobie)
- Vous pouvez éprouver une déficience temporaire due à des infiltrats périphériques, des ulcères cornéens périphériques et une érosion cornéenne. D'autres manifestations physiologiques peuvent se produire, telles qu'un œdème local ou généralisé, une néovascularisation cornéenne, un piquet cornéen, une injection, des anomalies du tarse, une inflammation de l'iris et des conjonctives, qui peuvent être acceptables si elles sont de faible intensité.

Si l'un des symptômes précités apparaît, un problème oculaire grave peut en être la cause. **RETRIEZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES DE CONTACT ET CONSULEZ RAPIDEMENT VOTRE OPHTALMOLOGISTE** afin que le problème puisse être identifié et traité, si nécessaire, de façon à éviter de graves lésions oculaires graves.

Reconnaitre les problèmes et prendre les mesures nécessaires

Vous devriez effectuer un auto-examen simple en trois étapes au moins une fois par jour. Posez-vous les questions suivantes :

- Quelle sensation les lentilles produisent-elles sur mes yeux ?
- Quelle apparence mes yeux ont-ils ?
- Ma vision a-t-elle changé ?

Si vous constatez un problème, **RETRIEZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES DE CONTACT**. Si le problème ou l'inconfort cesse, jetez les lentilles et posez-en de nouvelles. Si le problème persiste après la pose des nouvelles lentilles, **RETRIEZ LES IMMÉDIATEMENT ET CONTACTEZ VOTRE OPHTALMOLOGISTE**.

Lors de l'utilisation thérapeutique des lentilles de contact ACUVUE® OASYS avec la technologie HYDRACLEAR® PLUS, l'apparition d'un effet indésirable peut être dû à la pathologie d'origine, ou une blessure peut être due au fait de porter des lentilles de contact. Il est possible que la maladie ou l'état s'aggrave lorsque des lentilles de contact souillées à usage thérapeutique sont utilisées pour le traitement d'une maladie ou blessure existante de l'œil. Afin d'éviter de graves problèmes oculaires, consultez IMMEDIATEMENT votre ophtalmologiste si les symptômes s'aggravent lors du port des lentilles.

MODE D'EMPLOI

À l'issue de votre consultation avec votre ophtalmologiste et avant de mettre vos lentilles de contact pour la première fois, assurez-vous d'être capable de les poser et les retirer (ou que quelqu'un soit disponible pour le faire pour vous).

N'utilisez PAS les lentilles de contact si l'emballage individuel stérile est ouvert ou endommagé ou si la date d'expiration est dépassée.

Étape 1 : Pour commencer

Il est important que vous appreniez et appliquez des règles d'hygiène lors de l'entretien et de la manipulation de vos nouvelles lentilles de contact.

La propreté est l'aspect le plus important d'un entretien adéquat des lentilles de contact. En particulier, vos mains doivent être propres, sèches et sans aucun résidu de savons, lotions ou crèmes avant de manipuler vos lentilles.

Avant de commencer :

- **Lavez-vous toujours** soigneusement les mains à l'eau tiède et avec un savon doux, rincez et séchez-les soigneusement à l'aide d'une serviette non pelucheuse avant de manipuler les lentilles à fins de réduire le risque d'infection.
- Évitez d'utiliser des savons contenant des crèmes de beauté, des lotions ou des produits cosmétiques avant de manipuler vos lentilles. Ces substances peuvent entrer en contact avec les lentilles et nuire à un port correct. L'idéal est de mettre les lentilles avant de vous maquiller.

Étape 2 : Ouverture de l'emballage

Veillez à toujours vérifier que les paramètres de la lentille (diamètre (DIA), rayon de courbe (BC), puissance (D)) imprimés sur les emballages et les étuis correspondent à votre prescription. NE les utilisez PAS en cas de discordance.

Multi-Pack (Emballages)

Chaque Multi-Pack (Emballage) contient des lentilles de contact emballées individuellement. Chaque lentille est placée dans son propre emballage spécialement conçu pour rester stérile tant qu'il est scellé. Conservez toujours les étuis individuels non ouverts des lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™ à l'abri de la lumière directe du soleil.

Emballage des lentilles

Pour ouvrir un emballage individuel, suivez ces étapes simples :

1. Secouez l'emballage et vérifiez que la lentille flotte dans la solution.
2. Ouvrez délicatement l'opercule pour accéder à la lentille.
3. Placez un doigt sur la lentille et faites-la glisser sur le bord de la partie incurvée de l'emballage jusqu'à ce qu'elle soit sortie du récipient. Il se peut que la lentille reste collée à la surface interne de l'opercule lors de son ouverture ou sur l'emballage en plastique lui-même. Cela n'affecte en rien la stérilité de la lentille, dont l'utilisation reste tout à fait sûre. Sortez doucement la lentille et inspectez-la en respectant les instructions de manipulation.

Conseils de manipulation des lentilles

- Manipulez les lentilles avec le bout des doigts en prenant soin d'éviter tout contact avec les ongles. Il est préférable d'avoir les ongles courts et lisses.
- Prenez l'habitude de toujours commencer par la même lentille afin d'éviter toute intervention.
- Après avoir retiré la lentille de l'emballage, examinez-la pour vérifier qu'elle ne présente ni entaille, ni déchirure et est parfaitement propre et humide. Si elle semble endommagée, NE l'utilisez PAS.

Étape 3 : Pose de la lentille sur l'œil

Rappelez-vous, veillez à toujours commencer par le même œil.

Après avoir ouvert l'emballage ou l'étui et retiré et examiné la lentille, suivez les instructions ci-dessous pour l'appliquer sur votre œil :

1. VÉRIFIEZ QUE LA LENTILLE N'EST PAS À L'ENVERS en suivant une des procédures ci-dessous :
 - Placez la lentille sur le bout de votre index et vérifiez son profil. La lentille doit avoir une forme arrondie naturelle, en forme de bol. Si les bords de la lentille ont tendance à pointer vers l'extérieur, la lentille est à l'envers.
 - Pressez légèrement la lentille entre le pouce et l'index. Les bords doivent être tournés vers l'intérieur. Si la lentille est à l'envers, les bords seront légèrement tournés vers l'extérieur.
 - Placez la lentille sur le bout de votre index et levez-la à hauteur de vos yeux pour localiser les chiffres 1-2-3. Les chiffres 1-2-3 dans cet ordre indiquent que l'orientation est correcte. Si les chiffres 1-2-3 sont inversés, cela signifie que la lentille est à l'envers. Si la lentille est à l'envers (1-2-3 inversés), retournez-la et vérifiez à nouveau les chiffres afin de vous assurer de la bonne orientation de la lentille.

Notez que l'indicateur 1-2-3 n'est pas présent sur toutes les lentilles ACUVUE®.

2. Après avoir placé la lentille sur votre index, utilisez l'autre main pour soulever la paupière supérieure de façon à ne pas cigner de l'œil.
3. Abaissez la paupière inférieure avec les autres doigts de la main en charge de mettre en place la lentille.
4. Regardez vers le plafond et placez délicatement la lentille sur le blanc de la partie inférieure de votre œil.
5. Relâchez lentement la paupière et fermez l'œil quelques instants.
6. Clignez plusieurs fois de l'œil pour centrer la lentille.
7. Procédez de la même façon pour mettre en place la deuxième lentille sur votre autre œil.

Il existe d'autres méthodes de pose des lentilles. Si vous rencontrez des difficultés avec la méthode ci-dessus, demandez à votre ophtalmologiste de vous en expliquer une autre.

Étape 4 : Vérification des lentilles de contact

Après avoir correctement posé vos lentilles, posez-vous les questions suivantes :

- Ma vision est-elle bonne ?
- Quelle sensation les lentilles produisent-elles sur mes yeux ?
- Quelle apparence mes yeux ont-ils ?

Si votre vision est floue après avoir posé la lentille, vérifiez les points suivants :

- Il est possible que la lentille ne soit pas bien centrée sur l'œil (voir la section « Étape 5 : Centrage des lentilles » un peu plus bas dans cette notice).
- Si la lentille est centrée, retirez-la (voir la section « Retrait des lentilles ») et vérifiez les points suivants :
- Traces de produits cosmétiques ou de corps gras sur la lentille. Jetez la lentille et mettez-en une neuve.
- La lentille est placée sur le mauvais œil.
- La lentille est à l'envers (ce qui devrait également la rendre moins confortable). Reportez-vous à la section « Étape 3 : Pose de la lentille sur l'œil ».

Si votre vision est encore floue après avoir vérifié les hypothèses précédentes, retirez les lentilles et consultez votre ophtalmologiste. **Remarque :** Si le port de la lentille est clairement inconfortable au moment de la pose ou devient moins confortable que lors de la première pose, retirez la lentille et contactez votre ophtalmologiste. Si l'examen de vos yeux et des lentilles révèle la présence d'autres problèmes, RETIREZ IMMÉDIATEMENT LES LENTILLES ET CONTACTEZ VOTRE OPHTALMOLOGISTE.

Étape 5 : Centrage des lentilles

Une lentille placée sur la cornée (centre de l'œil) ne se déplace que très rarement vers le blanc de l'œil lors du port. Cela peut toutefois se produire si la pose ou le retrait n'est pas effectué correctement. Pour centrer une lentille, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Fermez les paupières et massez doucement la lentille pour la remettre en place à travers la paupière fermée.
OU
- Déplacez doucement la lentille excentrée sur la cornée (centre de l'œil) avec l'œil ouvert, en appuyant avec un doigt propre sur le bord de la paupière supérieure ou inférieure.

Situations dangereuses

- Si vous utilisez des produits en aérosol (spray), tels que de la laque, tandis que vous portez des lentilles, gardez les yeux fermés jusqu'à ce que le brouillard de pulvérisation soit retombé.
- **Évitez** toutes les vapeurs et émanations nocives ou irritantes lors du port des lentilles.
- **Ne rincez jamais** vos lentilles à l'eau du robinet.

Activités aquatiques

- N'exposez pas les lentilles de contact à de l'eau tandis que vous les portez.

Solutions lubrifiantes ou hydratantes

- Votre ophtalmologiste peut vous recommander d'utiliser une solution lubrifiante/réhydratante. Ces solutions peuvent servir à hydrater (lubrifier) les lentilles tandis que vous les portez.
- **NE RINCEZ PAS DE SALIVE** d'autre produit non recommandé pour lubrifier ou réhydrater vos lentilles. Ne mettez jamais les lentilles dans de la salive.
- Différentes solutions ne peuvent pas toujours être utilisées ensemble et toutes les solutions ne sont pas compatibles avec toutes les lentilles. Utilisez uniquement les solutions recommandées.
- Ne changez pas de solution sans consulter votre ophtalmologiste.
- N'utilisez jamais des solutions destinées aux seules lentilles rigides.
- Utilisez toujours une solution d'entretien non usagée pour lentilles dont la date d'expiration n'est pas dépassée, et suivez toujours les instructions d'utilisation indiquées sur l'emballage.
- Si vous utilisez une solution stérile sans conservateur, jetez-la au terme de la période d'utilisation spécifiée dans la notice.
- Immmergez toujours complètement les lentilles dans la solution de conservation recommandée lorsque vous ne les portez pas. Une période de séchage prolongée (exposition de la lentille à l'air pendant 30 minutes ou plus, par exemple) réduira la capacité de la surface de la lentille à revenir à un état hydraté. Si la surface de la lentille est complètement sèche, jetez la lentille et utilisez-en une neuve.

Portage de lentilles

- **Ne laissez jamais** personne porter vos lentilles. Partager ses lentilles augmente considérablement le risque d'infections oculaires.

Respect des modalités de port et de renouvellement prescrites

- **Ne portez jamais** les lentilles de contact plus que le temps recommandé par l'ophtalmologiste.
- **Jetez toujours** les lentilles de contact usagées comme recommandé par votre ophtalmologiste.
- Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

RETRAIT DES LENTILLES DE CONTACT

Si votre vision est floue, la lentille est soit sur le blanc de l'œil, soit elle n'est pas sur l'œil du tout. Pour localiser la lentille, inspectez la zone supérieure de l'œil en regardant vers le bas devant un miroir tout en tirant la paupière supérieure vers le haut. Ensuite, inspectez la zone inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas.

1. Lavez, rincez et séchez-vous soigneusement les mains. Il est conseillé de suivre la méthode recommandée par votre ophtalmologiste. Un exemple de méthode est présenté ci-dessous : la méthode de pincement.

Méthode du pincement :

Étape 1. Regardez vers le haut et faites glisser la lentille vers le bas de l'œil à l'aide de votre index.

Étape 2. Pincez légèrement la lentille entre le pouce et l'index.

Étape 3. Retirez la lentille.

2. Suivez les instructions de la section « Entretien des lentilles » ci-dessous.

REMARQUE : Pour la santé de vos yeux, il est important que la lentille puisse se déplacer sur votre œil. Si la lentille colle (arrête de bouger) sur votre œil, appliquez quelques gouttes de la solution de réhydratation recommandée. Attendez que la lentille commence à se déplacer librement sur l'œil avant de la retirer. Si la lentille ne se déplace toujours pas, consultez immédiatement votre ophtalmologiste.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Lorsque vous recevez vos premières lentilles, votre ophtalmologiste vous expliquera une des procédures de nettoyage et de décontamination recommandées. Le non-respect des procédures recommandées risque d'entraîner de graves problèmes oculaires, tels que ceux décrits dans la partie intitulée « Avertissements ».

Avant de commencer :

- **Lavez-vous toujours** soigneusement les mains avec un savon doux, rincez et séchez-les à l'aide d'une serviette non pelucheuse avant de manipuler les lentilles.
- Il est important de toujours disposer des équipements suivants :
 - Solutions de nettoyage et de décontamination non usagées, ou solution multifonction recommandée par votre ophtalmologiste.
 - **N'utilisez jamais des solutions destinées aux seules lentilles rigides.**
- Étui à lentilles propre
- **Si vous utilisez un système d'entretien pour lentilles à base de peroxyde d'hydrogène, utilisez UNIQUEMENT l'étui à lentilles fourni avec la solution.**
Ce étui est spécialement conçu pour neutraliser la solution. La non-utilisation de l'étui spécialisé risque d'entraîner de graves séquelles de picotements, brûlures et lésions oculaires.

Étape 1 : Nettoyage et décontamination (chimiques, sans chaleur)

1. Nettoyez et décontaminez toujours la même lentille en premier pour éviter tout risque d'intervention.

2. Suivez avec attention les instructions fournies sur la notice du produit de nettoyage et de décontamination ou recommandées par votre ophtalmologiste.

NE chauffez PAS une solution de décontamination ni les lentilles.

Attention : Les lentilles décontaminées au moyen de produits chimiques peuvent absorber des ingrédients contenus dans la solution de décontamination qui peuvent irriter les yeux. Un rinçage approfondi avec une solution saline stérile non usagée (ou une autre solution recommandée) avant de poser les lentilles sur les yeux devrait réduire le risque d'irritation.

3. Nettoyez et rincez les lentilles en respectant les temps recommandés indiqués sur la notice de la solution multifonction pour décontaminer correctement les lentilles.

AVERTISSEMENT :

- Nettoyez et rincez les lentilles en respectant le temps recommandé pour éviter toute infection oculaire grave.
- N'utilisez jamais d'eau, de solution saline ou de gouttes de réhydratation pour décontaminer vos lentilles. Ces solutions ne décontaminent pas les lentilles. L'utilisation d'une solution de décontamination autre que celle recommandée peut conduire à de graves infections, une perte visuelle ou la cécité.

4. Placez la lentille dans le compartiment approprié de l'étui.

Étape 2 : Conservation

- Pour conserver vos lentilles, commencez par les décontaminer, puis laissez-les dans l'étui fermé jusqu'à ce que vous soyez prêt à les porter.

Immergez TOUJOURS complètement les lentilles dans la solution de décontamination recommandée lorsque vous ne les portez pas. Des périodes prolongées de séchage rendent difficile la réhydratation de la lentille. Si une lentille s'assèche complètement, jetez-la et utilisez une lentille neuve.

- Si vous ne comptez pas porter vos lentilles immédiatement après la décontamination, demandez des informations sur la conservation des lentilles à votre ophtalmologiste ou votre opticien.
- Videz et nettoyez toujours l'étui à lentilles enlevant avec votre doigt et en utilisant une solution de décontamination stérile non usagée/une solution de nettoyage pour lentilles de contact. Le nettoyage doit être suivi d'un rinçage avec une solution de décontamination stérile non usagée (n'utilisez jamais d'eau) et d'un séchage de l'étui avec un chiffon propre et neuf. En cas de séchage à l'air, vérifiez qu'il ne reste aucun résidu de solution dans l'étui avant de le laisser sécher.

- Remplacez votre étui à lentilles conformément aux instructions fournies par votre professionnel de santé oculaire ou figurant sur la notice de l'étui.

- Les étuis à lentilles de contact peuvent être une source de prolifération bactérienne.

- Conservez toujours les lentilles de contact ACUVUE® OASYS déjà portées dans leur étui et à l'abri de la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT : Ne trempez pas vos lentilles de contact ou votre étui à lentilles dans l'eau et ne les rincez pas à l'eau ou dans toute autre solution non stérile. Utilisez uniquement une solution multifonction non usagée afin de ne pas contaminer vos lentilles ou votre étui. L'utilisation d'une solution non stérile peut conduire à de graves infections, une perte visuelle ou la cécité.

URGENCES : En cas d'éclaboussure d'un produit chimique quelconque (produits ménagers, produits de jardinage, produits chimiques de laboratoire) dans les yeux : RINCEZ IMMÉDIATEMENT VOS YEUX À L'EAU DU ROBINET ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE OPHTALMOLOGISTE OU RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AUX SERVICES DES URGENCES D'UN HÔPITAL.

6. SIGNALER LES EFFETS INDÉSIRABLES (EFFETS SECONDAIRES)

Tout incident rencontré lors du port de lentilles de contact ACUVUE® doit être signalé au fabricant et/ou à son représentant agréé et/ou aux autorités nationales.

Fabricant :



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Reportez-vous à l'emballage pour connaître le pays d'origine. L'adresse complète est indiquée ci-dessus.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Date de révision : 01/2022

Transitions™ est une marque commerciale de Transitions® Optical, Inc., utilisée sous licence par TOL et JVCL.

Les symboles suivants peuvent apparaître sur les étiquettes ou les emballages :

Symbole	Définition
	Attention, consulter le guide d'utilisation
	Fabricant
	Date de fabrication
	Valable jusqu'à (date d'expiration)
	Référence du lot
	Stérilisé à la vapeur sèche
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Versement d'une taxe pour le traitement des déchets
	ATTENTION : La réglementation américaine limite la vente de ce produit par les professionnels agréés.
	Dispositif médical dans l'Union européenne
	Indique un système barrière stérile unique
	Filtre UV
	Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Mandataire suisse
	Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
	Diamètre
	Rayon de courbure
	Dioptrie (puissance de la lentille)
	Puissance cylindrique
	Axe
	Addition maximale pouvant être corrigée
	Addition faible
	Addition moyenne
	Addition élevée
	Lentille à l'endroit
	Orientation incorrecte de la lentille (lentille à l'envers)
	« Marque d'identification » pour les emballages en papier
	« Marque d'identification » pour les matériaux composites
	À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil
	Contient des substances dangereuses
	Importateur dans l'Union européenne

Foglio illustrativo

Lenti a contatto ACUVUE® per porto giornaliero (sostituzione frequente) e uso prolungato

IT



LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LE LENTI A CONTATTO ACUVUE® SONO DISPOSITIVI MEDICI E DEVONO ESSERE SEMPRE PRESCRITTE DA UNO SPECIALISTA. SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEL PROPRIO SPECIALISTA E LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRAZIONI.

Nome del marchio	Materiale	Soluzione di confezionamento	Programma di porto
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® 2	etafilcon A	1	14 giorni (per porto giornaliero) 6 notti/7 giorni (per uso prolungato)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® ADVANCE with HYDRACLEAR® 3	galyfilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero) 6 notti/7 giorni (per uso prolungato)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® VITA 3	senofilcon C	2	1 mese (per porto giornaliero)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® VITA for ASTIGMATISM 3	senofilcon C	2	1 mese (per porto giornaliero)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero) 6 notti/7 giorni (per uso prolungato)
Lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS 3	senofilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero) 6 notti/7 giorni (per uso prolungato)
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 3	senofilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero) 6 notti/7 giorni (per uso prolungato)
ACUVUE® OASYS with Transitions™ 3 4	senofilcon A	2	14 giorni (per porto giornaliero)

Spiegazione: soluzione di confezionamento: ① salina tamponata con borati ② salina tamponata con borati con metil etere di cellulosa **Contenuto del materiale:** ③ il materiale della lente contiene silicone e soddisfa gli standard di assorbimento UV Classe 1 con una trasmisività delle radiazioni UVB inferiore all'1% (280-315 nm) e delle radiazioni UVA inferiore al 10% (315-380 nm). Tutti gli altri prodotti ACUVUE® soddisfano gli standard di assorbimento UV Classe 2 con una trasmisività delle radiazioni UVB inferiore al 5% e delle radiazioni UVA inferiore al 50%. ④ Il materiale della lente contiene un additivo fotocromatico il quale assorbe dinamicamente la luce visibile nell'intervallo da 380 nm a 780 nm a una trasmisività minima dell'84% nello stato inattivo (chiuso) e a un minimo di trasmisività del 23% nello stato attivato (aperto) in base allo spessore della lente, al livello di UV assorbito e alle radiazioni di luce visibile ad alta energia (HEV).

Si definisce fotocromatico un cambiamento reversibile di colore o tonalità quando esposto a un tipo di luce specifica di sufficiente intensità. In assenza di luce attivante, il colore ritorna chiaro.

I borati (acido borico e borato di sodio) sono classificati come sostanze CMR di categoria 1B in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso e sono sicuri quando il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni riportate in etichetta.

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Verificare quali prodotti sono disponibili nel proprio paese sul sito www.acuvue.com

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E USO PREVISTO

Questo foglio illustrativo fa riferimento alle lenti a contatto ACUVUE® che sono destinate al porto giornaliero (sostituzione frequente) [per meno di 24 ore, se svolgi] o all'uso prolungato [più di 24 ore, anche durante le notti], che possono essere utilizzate ininterrottamente per un massimo di 7 giorni/6 notti e che devono essere gettate al momento della rimozione. **Per questo tipo di utilizzo, non è necessaria alcuna pulizia o disinfezione.** Lo specialista determinerà il programma di porto e il programma di sostituzione.

- Le lenti a contatto sferiche a marchio ACUVUE® sono indicate per il porto giornaliero e per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che possono avere 1,000 dmo di astigmatismo.
- ACUVUE® OASYS con Transitions™ sono lenti a contatto fotocromatiche indicate anche per l'attenuazione della luce intensa poiché contengono un additivo fotocromatico che assorbe dinamicamente la luce visibile.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® 2 e ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® PLUS sono indicate anche per l'uso prolungato.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® for ASTIGMATISM sono indicate per il porto giornaliero e per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che possono avere astigmatismo.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS for HYDRACLEAR® PLUS sono anche destinate al porto giornaliero o all'uso prolungato.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA con HYDRACLEAR® PLUS sono destinate al porto giornaliero o all'uso prolungato per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone presbietiche con occhi sani che hanno 0,75D o meno di astigmatismo.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS sono anche indicate per l'uso terapeutico come lenti di bendaggio per alcune condizioni oculari.
- Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL sono indicate per la correzione della vista in soggetti presbietici con occhi non malati che sono solo presbietici o sia presbietici sia miopi o ipermetropi e che possono avere 0,75D o meno di astigmatismo.

Si consiglia di iniziare prima con un programma di porto giornaliero. Nel caso in cui non sorgano problemi, è possibile introdurre gradualmente l'uso prolungato secondo quanto stabilito dallo specialista.

Una volta rimossa la lente, si raccomanda di tenere l'occhio libero per un periodo di riposo di una notte o più. Le lenti a contatto possono essere prescritte per essere utilizzate come lenti di bendaggio per la cornea nel caso di determinate condizioni e malattie degli occhi in modo da alleviare il fastidio e agire come bendaggio protettivo. Lo specialista avverrà il portatore se soffre di una condizione di questo tipo e potrebbe prescrivere dei farmaci aggiuntivi o programmi di sostituzione per la condizione specifica. Non eseguire nessun auto-trattamento tramite lenti a contatto o farmaci oculari per nessuna condizione senza prima aver consultato il proprio specialista.

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® PLUS sono anche indicate per l'uso terapeutico come lenti di bendaggio per le seguenti condizioni oculari acute e croniche:

- Per la protezione della cornea nei casi di anomalie delle palpebre e della cornea come entropion, trichiasis, cicatrici tarsali ed erosione corneale ricorrente. Inoltre, sono indicate per la protezione nei casi in cui le suture o le malformazioni della struttura oculare, la degenerazione e la paralisi potrebbero comportare la necessità di proteggere la cornea da un'esposizione o un'irritazione ripetuta.
- Per l'alleviamento del dolore corneale in condizioni quali cheratopatia bollosa, erosione e abrasione epiteliale, cheratite filamentosa e post-cheratoplastica.
- Per l'utilizzo come barriera durante il processo di guarigione di difetti epiteliali come difetti epiteliali cronici, ulcera corneale, cheratite neurotropica e neuroparalisi e ustioni chimiche.
- Per condizioni post-chirurgiche in cui è indicato l'uso di lenti di bendaggio come dopo la chirurgia refrattiva, gli innesti lamellari, i limbi corneali e ulteriori condizioni chirurgiche oculari.
- Per la stabilità strutturale e la protezione nell'applicazione delle lenti "a piggyback" dove la cornea e le superfici associate sono troppo irregolari per consentire di indossare lenti corneali rigide permeabili ai gas (RGP). Inoltre, l'uso della lente può prevenire irritazioni e abrasioni nei casi in cui sono presenti rilievi di altezza diversa nelle giunture ospite/innesto o nei tessuti catariniali.
- Le lenti prescritte per uso terapeutico possono essere indossate per periodi di utilizzo giornalieri o prolungati.

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® contengono un filtro UV che contribuisce a proteggere la cornea e le strutture interne dell'occhio dalla trasmissione dei raggi UV dannosi.

AVVERTENZA: LE LENTI A CONTATTO CON FILTRO UV NON SOSTITUISCONO GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RAGGI UV, COME OCCHIALI DI PROTEZIONE O DA SOLE CON FILTRO UV, PERCHÉ NON COPRONO COMPLETAMENTE L'OCCHIO E LA ZONA CIRCONDANTE. È NECESSARIO CONTINUARE A USARE GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RAGGI UV IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

NOTA: l'esposizione prolungata ai raggi UV rappresenta uno dei fattori di rischio associati alla cataratta. Tale esposizione dipende da numerosi fattori, come condizioni ambientali (altitudine, situazione geografica, copertura nuvolosa) e fattori personali (durata e natura delle attività svolti all'aperto). Le lenti a contatto con filtro UV aiutano a fornire una protezione contro i raggi UV dannosi. Tuttavia non sono stati condotti studi clinici per dimostrare che le lenti a contatto con filtro UV riducono il rischio di sviluppo di cataratta o di altre patologie oculari. Per maggiori informazioni, consultare il proprio specialista.

2. CONTROINDICAZIONI [Situazioni in cui le lenti non devono essere usate]

Quando si indossano lenti a contatto a marchio METROPRIA RIFRATTIVA, NON USARE queste lenti quando si accusa una delle seguenti condizioni:

- Infiammazione o infezione dell'occhio, della zona circostante l'occhio o delle palpebre
- Qualsiasi malattia, lesione o anomalia che interessa la cornea, la conjuntiva o le palpebre
- Qualsiasi diagnosi o condizione che possa rendere le lenti a contatto non confortevoli
- Seccchezza oculare grave
- Riduzione della sensibilità corneale (ipoesistesi corneale)
- Qualsiasi malattia sistematica che potrebbe pregiudicare l'occhio o peggiorare con l'uso delle lenti a contatto
- Reazioni allergiche della superficie oculare o dei tessuti annessi che potrebbero essere indotte o peggiorare dal porto delle lenti a contatto o dall'uso delle soluzioni per lenti a contatto
- Qualsiasi infusione corneale attiva (batterica, da funghi, da protozoi o virale)
- Se gli occhi diventano rossi o irritati
- Irritazione dell'occhio causata da reazioni allergiche agli ingredienti presenti nelle soluzioni per lenti a contatto (es. gocce umettanti). Queste soluzioni possono contenere sostanze chimiche o conservanti (come mercurio, Thimerosal, ecc.) nei confronti delle quali alcune persone utilizzano sviluppare una risposta allergica.

Per l'uso terapeutico, lo specialista potrebbe prescrivere l'utilizzo delle lenti a contatto nel processo di guarigione da alcune condizioni oculari, comprese quelle specificate sopra.

3. AVVERTENZE - Cose da sapere riguardo all'uso delle lenti a contatto

- È POSSIBILE CHE SI SVILUPPIANO RAPIDAMENTE PROBLEMI OCULARI, TRA CUI LE ULCERE CORNEALI (cheratite ulcerativa), DETERMINANDO LA PERTIDA DELLA VISTA. SE SI ACCUSA UNO DEI SEGUENTI SINTOMI:
- Fastidio agli occhi
 - Eccessiva lacrimazione
 - Perdita della vista
 - Rossoire agli occhi
 - Cambiamenti nella vista
- È NECESSARIO RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO SPECIALISTA.**
- Le lenti prescritte per il porto giornaliero (ovvero, quelle per cui lo specialista stabilisce che devono essere rimosse a fine giornata), non devono essere indossate durante il sonno. Alcuni studi clinici hanno dimostrato che il rischio di gravi problemi oculari (ad esempio, cheratite ulcerativa) aumenta quando le lenti vengono indossate durante la notte.²
 - Alcuni studi hanno dimostrato che i portatori di lenti a contatto che fumano presentano una percentuale di problemi oculari (ad esempio, cheratite ulcerativa) più elevato rispetto ai non fumatori.
 - Problemi connesi all'uso delle lenti a contatto o dei prodotti per la cura possono provocare gravi lesioni oculari. È necessario sapere che per un impiego sicuro di questi prodotti sono essenziali l'uso e la cura corretti delle lenti a contatto e dei prodotti per la loro cura, compresi i contenitori portanti.
 - Nel complesso il rischio di gravi problemi oculari (ad esempio, cheratite ulcerativa) può essere ridotto seguendo attentamente le indicazioni per la cura delle lenti.
 - Non esporre le lenti a contatto all'acqua, anche quando le si indossa. Se le lenti sono state esposte all'acqua, è necessario gettarle e sostituirle con un nuovo paio.
 - Le LENTI A CONTATTO CON FILTRO UV NON SOSTITUISCONO GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RAGGI UV, COME OCCHIALI DI PROTEZIONE O DA SOLE CON FILTRO UV, PERCHÉ NON COPRONO COMPLETAMENTE L'OCCHIO E LA ZONA CIRCONDANTE. È NECESSARIO CONTINUARE A USARE GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RAGGI UV IN BASE ALLE ISTRUZIONI.
 - Non riutilizzare o "rabboccare" la vecchia soluzione rimasta nel contenitore portante poiché il riutilizzo della soluzione riduce l'efficacia della disinfezione delle lenti e potrebbe causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità. "Rabboccare" significa aggiungere nuova soluzione alla vecchia soluzione rimasta all'interno del contenitore.
 - Eliminare qualsiasi soluzione rimanente dopo il periodo di tempo consigliato indicato sul flacone della soluzione multiuso utilizzato per la disinfezione e conservazione delle lenti a contatto. La data di smaltimento fa riferimento al tempo in cui è possibile utilizzare in sicurezza il prodotto per la manutenzione delle lenti a contatto dopo che il flacone è stato aperto. Non corrisponde alla data di scadenza, la quale indica la data ultima in cui il prodotto risulta efficace prima dell'apertura.
 - L'utilizzo di una soluzione multiuso oltre la data di smaltimento potrebbe comportare la contaminazione della soluzione e causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità. Per evitare la contaminazione, NON far entrare in contatto la punta del contenitore con alcuna superficie. Riposizionare il tappo dopo l'uso. NON trasferire il contenuto in altri flaconi o contenitori.
 - Non conservare le lenti nell'acqua né risciacquare il contenitore portante con acqua o altra soluzione non sterile. Utilizzare solo una soluzione fresca multiuso per non contaminare le lenti o il contenitore portante. La soluzione non sterile può causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità.
 - E' raccomandabile effettuare controlli di routine dal proprio specialista.
- ²New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783
- 4. PRECAUZIONI**
- NON usare se il blister sterile è aperto, danneggiato o se è stata superata la data di scadenza.
 - Quando si ricevono le lenti per la prima volta, assicurarsi di essere in grado di indosserle e rimuoverle (o avere qualcun altro disponibile che possa rimuoverle) prima di lasciare lo studio del proprio specialista.
 - Non utilizzare MAI pinzette o altri strumenti per rimuovere le lenti dal contenitore delle lenti.
 - Iniziare sempre con lo stesso occhio.
 - Prima di iniziare la tecnica di rimozione, assicurarsi sempre che la lente si trovi nell'occhio e che la vista sia chiara.
- Precauzioni generali**
- A causa del numero limitato di portatori arruolati nella ricerca clinica sulle lenti tutti i poteri refrattivi, le configurazioni di design o i parametri delle lenti disponibili nel relativo materiale non vengono valutati in numero significativo. Di conseguenza, quando si selezionano la geometria e i parametri della lente appropriati, lo specialista dovrebbe considerare tutte le caratteristiche della lente che possono influire sulle prestazioni della lente e sulla salute oculare, inclusi permeabilità all'ossigeno, bagnabilità, spessore centrale e periferico e diametro della zona ottica.
 - Il potenziale impatto di questi fattori sulla salute oculare del portatore deve essere attentamente valutato rispetto alla necessità del portatore di una correzione refrattiva; pertanto, la salute oculare continua del portatore e le prestazioni delle lenti sugli occhi devono essere attentamente monitorate dallo specialista prescrittore.
 - Se si indossano le lenti a contatto per correggere la presbiopia, è possibile che non si possa ottenere la migliore acuità visiva corretta per la vista da lontano o da vicino. Le esigenze visive sono diverse da persona a persona; pertanto, lo specialista dovrebbe collaborare con il portatore quando seleziona il tipo di lenti più appropriato.
 - Gli specialisti devono spiegare che è necessario rimuovere immediatamente le lenti se gli occhi diventano rossi o irritati.
 - Contattare sempre** il proprio specialista prima di usare qualsiasi medicina negli occhi.
 - Alcuni farmaci, quali antistaminici, decongestionanti, diuretici, miorilassanti, tranquillanti e farmaci specifici per la cistosì, possono causare secca oculari, aumento della percezione della lente (percependo la presenza delle lenti nell'occhio) o vista sfocata. Informare sempre il proprio specialista se si verificano problemi con le lenti durante l'assunzione di tali farmaci.
 - Se si assumono contraccettivi orali (pillole anticoncezionali), è possibile sviluppare cambiamenti nella vista o nel comfort durante l'utilizzo delle lenti a contatto.
 - Non cambiare tipo di lente (es. nome del marchio, ecc.) o parametri (es. diametro, curva base, potere della lente, ecc.) senza consultare uno specialista.
 - Avere sempre a disposizione un paio di occhiali funzionali con una prescrizione corrente da utilizzare se non si riesce più a indossare le lenti a contatto o nelle circostanze in cui si sconsiglia di indossare le lenti a contatto.
 - Come con qualsiasi lente a contatto, è necessario sottoporsi a delle visite di controllo per garantire la salute continua dei propri occhi. Chiedere al proprio specialista il programma di follow-up consigliato.
 - L'uso terapeutico di tutte le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® PLUS richiede un'attenta sorveglianza. I farmaci oculari utilizzati durante il trattamento con una lente di bendaggio devono essere attentamente monitorati dallo specialista. In determinate condizioni oculari, solo lo specialista applicherà e rimuoverà le lenti. In questi casi, è necessario informare i portatori che non possono maneggiare le lenti da soli.
 - Indossare la lente ACUVUE® OASYS with Transitions™ oscurata solo su un occhio non è raccomandato perché potrebbe provocare distorsioni nella capacità di giudicare accuratamente la profondità e il movimento degli oggetti. Potrebbe inoltre creare un problema estetico.
 - Non indossare mai le lenti a contatto ACUVUE® OASYS with Transitions™ come protezione contro le sorgenti luminose artificiali, quali lampade solari, laser, ecc. o fissare direttamente il sole o un occhiali.
 - Non fissare mai direttamente il sole o un occhiali con sso le lenti a contatto ACUVUE® OASYS with Transitions™.
 - Non vi sono dati disponibili circa la sicurezza e le prestazioni alla guida con le lenti a contatto ACUVUE® OASYS with Transitions™ per individui di età pari o superiore a 50 anni che potrebbero avere il cristallino opacizzato (catarratta).
- 5. REAZIONI AVVERSE (effetti collaterali) - Possibili problemi e cosa fare**
- Quando si indossano le lenti a contatto è possibile che si verifichino dei problemi, che potrebbero essere associati a uno o più segni o sintomi tra quelli indicati di seguito:
- Bruciore, sensazione di punta, prurito e/o secca oculari
 - Comfort delle lenti ridotto o sensazione di avere qualche cosa negli occhi
 - Gonfio o infiammazione dentro o intorno agli occhi
 - Rossoire agli occhi
 - Problemi alle palpebre
 - Occhi acquisiti e/o secrezioni oculari insolite
 - Vista scarsa o sfocata
 - Arcobaleni o aloni intorno agli oggetti
 - Sensibilità alla luce (fotofobia)
 - Possibilità di un danno temporaneo dovuto a infiltrati periferici, ulcere periferiche corneali o erosioni corneali. Si potrebbe presentare come altre altre modifiche fisiologiche, come edema generale o localizzato, neovascularizzazione corneale, staining corneale, iniezione, anomalie tarsali, iriti, congiuntiviti, di cui alcune clinicamente accettabili se di bassa entità.
- Quando si verifica uno dei suddetti sintomi, potrebbe essere presente una grave condizione oculare. **È NECESSARIO RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI E farsi vedere prontamente dal proprio specialista**, in modo che il problema possa essere identificato e trattato, se necessario, al fine di evitare gravi danni agli occhi.
- Identificazione dei problemi e cosa fare**
- È necessario concludere un semplice auto-esame in 3 parti almeno una volta al giorno. Chiedersi:
- Come mi sento le lenti?
 - Che aspetto hanno i miei occhi?
 - Ho notato un cambiamento nella mia vista?
- Se si avverte qualsiasi problema, **RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LALENTE**. Se il problema o il fastidio cessa, gettare la lente e applicarne una nuova sull'occhio. Se applicando la nuova lente il problema persiste, **RIMUOVERLA IMMEDIATAMENTE E CONTATTARE IL PROPRIO SPECIALISTA**.
- Durante l'uso terapeutico delle lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® PLUS, potrebbero verificarsi effetti indesiderati causati da patologie esistenti o da una ferita dovuta agli effetti del porto di una lente a contatto. Vi è la possibilità che la patologia o condizione esistente possa peggiorare quando una lente a contatto morbida per l'uso terapeutico viene usata per trattare un occhio che presenta già una lesione e una patologia. Per evitare gravi danni agli occhi, contattare IMMEDIATAMENTE un proprio specialista se è stato percepito un aumento dei sintomi durante il porto delle lenti.
- INDICAZIONI PER L'USO**
- Quando si ricevono le lenti per la prima volta, assicurarsi di essere in grado di indosserle e rimuoverle (o avere qualcun altro disponibile che possa rimuoverle) prima di lasciare lo studio del proprio specialista.
- NON** usare se il blister sterile è aperto, danneggiato o se è stata superata la data di scadenza.
- Passaggio 1: per iniziare**
- È essenziale imparare a osservare e rispettare una buona igiene nella cura e nella manipolazione delle nuove lenti. La pulizia è l'aspetto principale e il più importante per una cura appropriata delle lenti a contatto. In particolare, prima di maneggiare le lenti le mani devono essere pulite, asciutte e prive di sapone, lozioni o creme.
- Prima di iniziare:
- Lavarsi** le mani a fondo con acqua calda e un sapone delicato, risciacquare con cura e asciugarle con un asciugamano pulito non flossicco prima di toccare le lenti per ridurre la possibilità di contrarre infezioni.
 - Prima di maneggiare le lenti è necessario evitare l'uso di saponi contenenti creme fredde, lozioni o cosmetici. Queste sostanze potrebbero entrare in contatto con le lenti e interferire con il corretto utilizzo. È meglio indossare le lenti prima di truccarsi.
- Passaggio 2: apertura della confezione**
- Verificare sempre che i parametri delle lente stampti sulla confezione e sul pacchetto individuale della lente (es. diametro (DIA) curva base (BC), potere della lente (D) ecc.) corrispondano alla prescrizione. In caso di mancata corrispondenza NON usare il prodotto.

Verificare che la revisione sia quella più aggiornata prima dell'uso.

Johnson & Johnson VISION

Confezione

Ogni confezione contiene lenti confezionate singolarmente. Ogni lente viene fornita in un pacchetto che è progettato specificamente per mantenerla sterile mentre è sigillata.

Conservare sempre i blister non aperti di ACUVUE® OASYS with Transitions™ lontani da luce solare diretta.

Pacchetto della lente

Per aprire il pacchetto della singola lente, seguire questi semplici passaggi:

1. Agitare il pacchetto della lente e verificare che la lente fluttui nella soluzione.
2. Staccare con attenzione la chiusura formata dal foglio di protezione per rivelare la lente.
3. Posizionare un dito sulla lente e far scorrere la lente sul lato della vaschetta del pacchetto della lente fino a quando non è libera dal contenitore.

Ocasionalmente, all'apertura una lente potrebbe aderire alla superficie interna del foglio di protezione o al pacchetto di plastica stesso. Ciò non influirà sulla sterilità della lente. Questa è ancora perfettamente sicura per l'utilizzo. Rimuovere e ispezionare con attenzione la lente seguendo le istruzioni di manipolazione.

Suggerimenti per la manipolazione delle lenti

- Maneggiare le lenti con la punta delle dita e fare attenzione a evitare qualsiasi contatto con le unghie. È utile mantenere le unghie lisce e corte.
- Prendere l'abitudine di iniziare sempre con la stessa lente in modo da evitare di confondersi.
- Dopo aver rimosso la lente dal pacchetto, esaminarla per assicurarsi che si tratti di una singola lente, umida, pulita e priva di graffi o strappi. Se la lente risulta danneggiata, NON utilizzarla.

Passaggio 3: applicazione della lente sull'occhio

Iniziare sempre con lo stesso occhio.

Dopo aver aperto il contenitore portalenti o il pacchetto della lente, aver rimosso la lente e averla esaminata, seguire questi passaggi per applicarla nell'occhio:

1. ASSICURARSI CHE LALENTE NON SIA ROVESCIATA seguendo una delle seguenti procedure:

- Posizionare la lente sulla punta dell'indice e controllare il suo profilo. La lente deve assumere una forma curva naturale, simile a una ciotola. Se il bordo della lente tende a puntare verso l'esterno, la lente è rovesciata.
- Schiacciare delicatamente la lente tra il pollice e l'indice. I bordi dovrebbero girarsi verso l'interno. Se la lente è rovesciata, i bordi si gireranno leggermente verso l'esterno.
- Posizionare la lente sulla punta dell'indice e cercare i numeri 1-2-3 sulla lente. I numeri 1-2-3 indicano un corretto posizionamento, per cui se li si vede al contrario, la lente è rovesciata. Se la lente è rovesciata (1-2-3 al contrario), rivolterla e controllare nuovamente i numeri per essere sicuri del corretto posizionamento della lente.

Il marchio 1-2-3 non è presente su tutte le lenti ACUVUE®.

2. Con la lente sull'indice, usare l'altra mano per tenere la palpebra superiore in modo da non sbattere la palpebra.

3. Abbassare la palpebra inferiore con le altre dita della mano che sta applicando la lente.

4. Guardare il soffitto e posizionare delicatamente la lente sulla zona bianca della parte inferiore dell'occhio.

5. Rilasciare lentamente la palpebra e chiudere l'occhio per un momento.

6. Sbattere le palpebre più volte affinché la lente assuma una posizione centrale.

7. Usare la stessa tecnica quando si applica la lente sull'altro occhio.

Esistono altri metodi per applicare la lente. Se il metodo descritto sopra risulta difficile, chiedere allo specialista per un metodo alternativo.

Passaggio 4: controllo delle lenti

Dopo aver applicato correttamente le lenti, chiedersi:

- Vedo bene?
- Come mi sento le lenti?
- Che aspetto hanno i miei occhi?

Se dopo l'applicazione della lente la vista è offuscata, verificare se è presente una delle seguenti condizioni:

- La lente non è centrata sull'occhio (vedere il paragrafo "Passaggio 5: Centratura della lente" che segue in questo foglio illustrativo).
- Se la lente è centrata, rimuoverla (vedere "Rimozione delle lenti") e verificare se è presente una delle seguenti condizioni:
- Ci sono dei cosmetici o degli oli sulla lente. Gettare la lente e applicarne una nuova.
- La lente è sull'occhio sbagliato.
- La lente è rovesciata (risultando anche meno confortevole del solito). Vedere "Passaggio 3: applicazione della lente sull'occhio".

Se la vista è ancora offuscata dopo aver escluso la possibilità di cui sopra, rimuovere la lente e consultare il proprio specialista.

Nota: se una lente risulta notevolmente sfocata al momento dell'applicazione o diventa meno confortevole rispetto a prima, rimuoverla immediatamente e contattare il proprio specialista. Se l'esame degli occhi e delle lenti rivelà qualsiasi altro problema, RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI E CONTATTARE IL PROPRIO SPECIALISTA.

Passaggio 5: centratura della lente

Una lente che si trova sulla cornea (centro dell'occhio) si sposta molto raramente sulla parte bianca dell'occhio durante il porto. Tuttavia, questa situazione si può verificare se le procedure di applicazione o rimozione non avvengono in maniera corretta. Per centrale la lente, seguire una di queste procedure:

- Chiudere le palpebre e massaggiare delicatamente la lente in posizione attraverso le palpebre chiuse. **OPPURE**
- Spostare delicatamente la lente decentrata verso la cornea (il centro dell'occhio) mentre l'occhio è aperto, usando la pressione di un dito pulito sul bordo della palpebra superiore o inferiore.

Condizioni pericolose

- Se si utilizzano prodotti aerosol (spray), come lacca per capelli, mentre si indossano le lenti, tenere gli occhi chiusi finché lo spray non si è stabilizzato.
- Evitare tutti i vapori e i fumi pericolosi o irritanti durante l'uso delle lenti.
- Non sdraiare mai le lenti sotto acqua corrente,

Attività acquatica

- Non esporre le lenti a contatto all'acqua mentre le si indossa.

Soluzioni lubrificanti/umettanti

- Lo specialista potrebbe consigliare l'utilizzo di una soluzione lubrificante/umettante. Queste soluzioni possono essere utilizzate per inumidire (lubrificare) le lenti mentre le si indossa.
- **Non** usare la saliva o altre soluzioni non raccomandate per lubrificare o umettare le lenti. Non mettere mai le lenti in bocca.
- Non possono essere utilizzate diverse soluzioni assieme e non tutte le soluzioni sono sicure per tutti i tipi di lenti a contatto. Utilizzare solo le soluzioni consigliate.
- Non modificare la soluzione senza consultare lo specialista.
- Non usare mai le soluzioni consigliate solo per le lenti a contatto dure convenzionali.
- Utilizzare sempre soluzioni per la cura delle lenti e lenti nuove e non scadute e seguire sempre le indicazioni contenute nei fogli illustrativi per l'uso delle soluzioni per lenti a contatto.
- Le soluzioni sterili senza conservanti, se utilizzate, devono essere gettate dopo il tempo specificato nelle indicazioni.
- Quando le lenti non vengono indossate (ossia quando vengono conservate), tenerle sempre completamente immerse nella soluzione di conservazione consigliata. Periodi prolungati di asciugatura (es. l'esposizione della lente all'aria per 30 minuti o più) ridurranno la capacità della superficie della lente di tornare a uno stato umido. Se la superficie della lente si secca, gettarla e usarne una nuova.

Condizione delle lenti

- Non consentire a nessun altro di indossare le proprie lenti. Condividere le lenti aumenta considerevolmente le possibilità di infezioni all'occhio.

Rispetto dei programmi di porto e sostituzione prescritti

- Mai indossare le lenti oltre il tempo consigliato dal proprio specialista.
- **Gettare sempre le lenti** utilizzate secondo quanto prescritto dal proprio specialista.
- Qualsiasi prodotto inutilizzato o materiale di scarso da essere smaltito in conformità con i requisiti locali.

RIMOZIONE DELLE LENTI

Se la vista è offuscata, la lente si trova nella zona bianca dell'occhio o non si trova affatto nell'occhio. Per individuare la lente, ispezionare la parte superiore dell'occhio guardando verso il basso di fronte a uno specchio, alzando la palpebra superiore. Poi ispezionare la parte inferiore dell'occhio tirando la palpebra inferiore verso il basso.

1. Lavare, risciacquare e asciugare accuratamente le mani. È necessario seguire il metodo consigliato dal proprio specialista. Di seguito è riportato l'esempio di un metodo: il metodo "a pizzico".

Metodo "a pizzico":

Passaggio 1. Guardare in alto e far scorrere la lente nella parte inferiore dell'occhio usando l'indice.

Passaggio 2. Pizzicare delicatamente la lente tra il pollice e l'indice.

Passaggio 3. Rimuovere la lente.

2. Seguire le istruzioni della sezione successiva, "Cura delle lenti".

Nota: per la salute degli occhi, è importante che la lente si possa muovere sull'occhio. Se la lente si attacca all'occhio (smette di muoversi), applicare alcune gocce della soluzione umettante consigliata. Attendere che la lente inizi a muoversi liberamente nell'occhio prima di rimuoverla. Se la lente continua a non muoversi, consultare immediatamente il proprio specialista.

CURA DELLE LENTI

Quando si ricevono le lenti per la prima volta, verrà prescritta una routine di pulizia e disinfezione consigliata dal proprio specialista. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe causare lo sviluppo di gravi problemi oculari, come discusso nella sezione "Avvertenze".

Prima di iniziare:

- **Lavarsi sempre** le mani a fondo con un sapone delicato, risciacquarle completamente e asciugarle con un asciugamano non filaccioso prima di toccare le lenti.
- Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:
 - Nuove soluzioni per la pulizia e la disinfezione o una soluzione multiuso secondo le raccomandazioni del proprio specialista.
Non usare mai le soluzioni consigliate solo per le lenti a contatto dure convenzionali.
 - Un contenitore portalenti pulito.
Se si sta usando un metodo che prevede il perossido di idrogeno, utilizzare SOLO il contenitore fornito insieme al flacone di perossido di idrogeno.
Questo contenitore è specificamente progettato per neutralizzare la soluzione. Il mancato utilizzo del contenitore specifico causerà un grave prurito, bruciore e lesioni oculari.

Passaggio 1: pulizia e disinfezione (chimica, non termica)

1. Pulire sempre la stessa lente per prima per evitare di confondersi.
2. Seguire le istruzioni fornite nell'etichettatura del prodotto in relazione alla pulizia e alla disinfezione o le raccomandazioni del proprio specialista.

NON riscaldare la soluzione disinfettante e le lenti.

Attenzione: le lenti disinfeziate chimicamente potrebbero assorbire gli ingredienti della soluzione disinfettante che potrebbero essere irritanti per gli occhi. Un risciacquo accurato in una nuova soluzione salina sterile (o in un'altra soluzione consigliata) prima dell'applicazione sull'occhio dovrebbe ridurre il rischio di irritazioni.

3. Strofinare e risciacquare le lenti in base ai tempi di lavaggio e risciacquo raccomandati sull'etichetta della soluzione multiuso per disinfezione adeguatamente le lenti.

AVVERTENZA:

- Strofinare e risciacquare le lenti per il tempo consigliato in modo da prevenire gravi infezioni oculari.
- Non usare mai acqua, una soluzione salina o gocce umettanti per disinfezare le lenti. Queste soluzioni non disinfezionano le lenti e il mancato utilizzo del disinfezante raccomandato può causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità.

4. Posizionare la lente nella camera corretta del contenitore portalenti.

Passaggio 2: conservazione

- Per conservare le lenti, per prima cosa disinfezziare e poi lasciarle nel contenitore chiuso finché non si è pronti a indossarle. **Quando le lenti non vengono indossate, tenerle SEMPRE completamente coperte da una soluzione disinfezzante raccomandata. Se la lente viene esposta a lunghi periodi di asciugatura avrà difficoltà a tornare a essere umida. Se la lente si secca, gettarla e sostituirla con una nuova lente.**

- Se dopo la disinfezione le lenti non vengono indossate immediatamente, è necessario chiedere al proprio specialista informazioni sulla loro conservazione.

- Svuotare e pulire sempre il contenitore portalenti strofinando con il dito e utilizzando soluzioni disinfezianti/detergenti per lenti a contatto nuovi e sterili. La pulizia deve essere seguita dal risciacquo con soluzioni disinfezianti nuove e sterili (non usare mai acqua) e dallo strofinamento con un panno non utilizzato e pulito. Se lo si asciuga all'aria, prima di farlo assicurarsi che nel contenitore non siano rimaste tracce residue di soluzione.

- Sostituire il contenitore portalenti in base alle indicazioni fornite dal proprio specialista o dall'etichetta fornita con il contenitore.
- I contenitori portalenti possono essere una fonte di proliferazione batterica.

- Conservare sempre le lenti a contatto ACUVUE® OASYS with Transitions™ utilizzate all'interno del contenitore portalenti e lontano dalla luce diretta.

AVVERTENZA: non conservare le lenti né risciacquare il contenitore portalenti con acqua o altra soluzione non sterile. Utilizzare solo una soluzione fresca multiuso per non contaminare le lenti o il contenitore portalenti. L'utilizzo di una soluzione non sterile può causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità.

EMERGENZE: se sostanze chimiche di qualsiasi tipo (prodotti per la casa, soluzioni per il giardino, prodotti chimici di laboratorio, ecc.) vengono spruzzate negli occhi: RISCIAQUARE IMMEDIATAMENTE GLI OCCHI CON ACQUA CORRENTE E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO SPECIALISTA O RECARSI IMMEDIATAMENTE AL PRONTO SOCCORSO.

6. SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE (effetti collaterali)

Qualsiasi incidente riscontrato durante l'uso delle lenti a contatto a marchio ACUVUE® deve essere segnalato al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e/o all'autorità nazionale.

Fabbricato da:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Per il Paese di origine, vedere la confezione. Indirizzo completo riportato sopra.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Data di revisione: 01/2022
Transitions™ è un marchio di Transitions® Optical, Inc. utilizzato su licenza da TOL e JJVCL.

I simboli indicati di seguito possono comparire sull'etichetta o sulla confezione:

Simbolo	Definizione
	Attenzione, Vedere foglio illustrativo
	Fabbricante
	Data di produzione
	Da usare entro (scadenza)
	Codice lotto
	Sterilizzato a calore umido
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Tassa pagata per la gestione dei rifiuti
	ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo esclusivamente su prescrizione medica
	Dispositivo medico nell'UE
	Indica un sistema di singola barriera sterile
	Protezione UV
	Rappresentate autorizzato per l'UE
	Mandatario in Svizzera
	Marchio CE e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Diametro
	Curva base
	Diottria (potere della lente)
	Potere del cilindro
	Asse
	La più alta addizione da vicino che può essere corretta
	"Bassa" addizione da vicino
	"Media" addizione da vicino
	"Alta" addizione da vicino
	Orientamento corretto della lente
	Orientamento scorretto della lente (rovesciata)
	Marchio di identificazione dei contenitori e delle confezioni di carta
	Marchio di identificazione dei materiali compositi
	Conservare lontano dalla luce diretta
	Contiene sostanze pericolose
	Importatore per l'UE